



Tonometry BOSO

Profesionální měření krevního tlaku

BOSO NOVA 2

dokonale přehledný a variabilní tonometr

- variabilní provedení
- velká čitelná stupnice
- robustní a antikoroziční přístroj
- spirálová hadice pro dlouhý dosah
- CuBe membrána pro přesné měření
- 11 velikostí manžet (od kojeneckých po extra velké)
- 4 provedení
 - pojízdný s teleskopickou tyčí
 - provedení na stůl
 - pro připevnění na zeď
 - s univerzálním držákem



Katalog	PN	Název zboží	bez	s DPH 9%
740-314	160-0-121	Tonometr boso-nova 2, nástěnný, suchý zip	2 500	2 725
740-315	161-0-121	Tonometr boso-nova 2, s univ.držákem, suchý zip	3 100	3 379
740-316	162-0-121	Tonometr boso-nova 2, stolní, suchý zip	2 500	2 725
740-317	163-0-121	Tonometr boso-nova 2, pojízdný, suchý zip	5 500	5 995
740-401-2H	121-4-250	Manžeta, suchý zip, standard, černá (o 22-32cm)	330	360
740-408-2H	121-4-100	Manžeta, suchý zip, standard, černá (v 12x28; o 22-32cm)	330	360
740-409-2H	121-4-110	Manžeta, suchý zip, velká, černá (v 12x35; o 33-41cm)	370	403
740-411-2H	121-4-120	Manžeta, suchý zip, velká, černá (v 12x45; o 33-41cm)	435	474
740-412-2H	121-4-130	Manžeta, suchý zip, velká, černá (m 15x64; v 14x40; o 33-41cm)	510	556
740-414-2H	121-4-200	Manžeta, suchý zip, stehno, černá (m 14x84; v 12x60; o >41cm)	670	730
740-415-2H	121-4-210	Manžeta, suchý zip, stehno, černá (m 20x86; v 18x60; o >41cm)	780	850
740-416-2H	221-4-300	Manžeta, suchý zip, dětská, barevná (m 10x34; v 8x20; o 14-21cm)	330	360
740-418-2H	221-4-310	Manžeta, suchý zip, dětská malá (m 6,5x28; v 5x12; o 8-13cm)	330	360
740-419-2H	321-4-350	Manžeta, suchý zip, kojenci (m6x34;v4x20;o<8 cm)	330	360
740-602	060-7-200	Výpustný ventil s utah.šr.,nova2,mimim,reckla,osci	125	136
740-621	010-7-100	Balónek, černý	80	87
740-645	150-7-250	Spirálová hadice, BOSO	250	273



Vysvětlivky:

o - obvod paže, v - velikost gumového vaku, m - velikost manžety

boso
BOSCH + SOHN