

AKČNÍ NABÍDKA



NOVINKA
ambulantní
monitor TK
boso TM-2450



ambulantní monitor TK (AMTK)

NOVINKA: boso TM-2450

- nový 24hodinový záznamník AMTK TM-2450
- vyšší kvalita pro lékaře, větší komfort pro pacienta
- **2 manžety v ceně kompletu (velikost M, L)**
- 4 velikosti manžet, manžeta M pro leváky
- **detekce arytmie**, např. fibrilace síní
- **zobrazení pulzní vlny**
- pohybový a teplotní senzor
- paměť až na 600 měření
- hmotnost jen 135 g
- výtisk zprávy na jednu stranu A4
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedical a dalšími
- společný program **ProfilManager XD** pro AMTK, ABI a domácí měření TK

- přístroj plně vyhovuje kódu výkonu **17129**



-10%

Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha
- přesné měření
- rychlé a přehledné vyhodnocení naměřených hodnot

Benefity pro pacienta:

- menší, lehčí, tišší záznamník
- kvalitní pouzdro pro pohodlné nošení



Vyžádejte si ekonomickou rozvahu návratnosti investice do přístroje.



Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“.

Obj. č.: 737-005
Název: boso TM-2450

Původní cena: 42 900 Kč
Akční cena: 38 610 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

měření kotníkových tlaků

boso ABI-systém 100

- jednoduché, spolehlivé a přesné zjištění indexu kotník/paže (ABI - ankle brachial index)
- současné měření krevního tlaku **na všech 4 končetinách**
- **stanovení rozdílu** hodnot krevního tlaku **mezi pravou a levou paží**
- **měření rychlosti pulzové vlny (PWV)** – volitelné
- **klinicky ověřen** (studie CZECH ABI Project)
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími
- společný program **ProfilManager XD** pro AMTK, ABI a domácí měření TK

- kód výkonu **12024** je založen na tomto přístroji

-10 %



Vyžádejte si ekonomickou rozvahu návratnosti investice do přístroje.



Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
769-001	boso ABI-systém 100	66 900 Kč	60 210 Kč
769-002	boso ABI-systém 100 + PWV	99 900 Kč	89 910 Kč
764-003	přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV	20 900 Kč	18 810 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

klidové počítačové EKG

custo cardio 300

- 12kanálová jednotka pro klidové a zátěžové EKG
- **vysoká vzorkovací frekvence** až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru
- flexibilní komunikace s PC / tablety (**USB, Bluetooth, WiFi**)
- tlačítko **Start / Stop**
- **TRUE WAVE®** filtry EKG signálu
- indikace kvality EKG signálu přímo na jednotce
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími
- až **10 hod.** provozu z baterie
- nízká hmotnost přístroje
- modul automatická slovní interpretace - možné dokoupit
- modul variabilita srdeční frekvence (HRV) - možné dokoupit



-10 %




Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
863-041	Klidové PC-EKG custo cardio 300 USB	44 400 Kč	39 960 Kč
863-042	Klidové PC-EKG custo cardio 300 Bluetooth	50 900 Kč	45 810 Kč
860-233	SW modul custo cardio professional (interpretace, HRV)	9 700 Kč	8 730 Kč

PADSY-ECG

- 12svodový počítačový elektrokardiograf
- **vysoká vzorkovací frekvence**
- délka EKG záznamu 10, 20, 30, 60, 120, 180 sekund
- rozměření a interpretace EKG křivky dle HES (volitelné)
- porovnání dvou libovolných EKG křivek pacienta
- detekce odpadlých elektrod vč. grafického znázornění
- detekce kardiostimulačních impulsů
- tisk na běžný kancelářský papír
- použití pro **klidové i ergometrické vyšetření**
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

-10 %



Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
810-034	klidové PC-ECG PADSy-EKG (CP4)	44 400 Kč	39 960 Kč
810-035	klidové PC-EKG PADSy-EKG s interpretací HES (CP4)	52 900 Kč	47 610 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

podtlakové EKG elektrody

Strässle DT80 a DT100

- vakuová pumpa s filtrem řízená mikro počítačem
- 4stupňová úroveň sání s indikací pomocí LED diod
- vyfukování (zpětný chod) pro vysušení elektrod
- různé délky postříbřených EKG elektrod (1 m nebo 1,3 m)
- snadné ovládání
- několik variant vícekloubových a teleskopických ramen, různá uchycení
- integrovaná defibrilační ochrana

DT80

- úroveň podtlaku 60–200 mbar

DT100


- úroveň podtlaku 60–260 mbar
- možnost napájení z interního akumulátoru

možnosti provedení

- flexibilní rameno B, teleskopické rameno T
- s přístrojovým vozíkem, na stůl, k uchycení na zeď, pojízdné



-10 %



Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
772-039	DT80 T plus, pojízdný	72 900 Kč	65 610 Kč
772-041	DT80 T, stolní	63 900 Kč	57 510 Kč
772-062	DT80B plus, pojízdný	72 900 Kč	65 610 Kč
772-060	DT80B, stolní	63 900 Kč	57 510 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spirometry


USCOM SpiroSonic FLO

- počítačový USB spirometr s ultrazvukovým principem měření
- vhodné pro screening astma a CHOPN
- propojení s PC a vyhodnocovacím SW SpiroReporter
- automatická a rychlá kalibrace před každým měřením
- hodnocení kvality měření dle **kritérií ATS a ERS**
- grafické a numerické **porovnání s náležitými hodnotami**
- snadné a rychlé provedení dezinfekce
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími
- přístroj plně vyhovuje kódům výkonů **25211, 25213**

-10 %



ultrazvukový princip měření



NÁŠ TIP:

Jednorázový antibakteriální a antivirový eliptický náustek pro bezpečné a rychlé provedení spirometrie.
Cena od 20 Kč vč. DPH.

Obj. č.: 701-003
Název: Uscom SpiroSonic FLO

Původní cena: 32 200 Kč
Akční cena: 28 980 Kč



oxymetry

Nonin Onyx Vantage 9590

- velmi citlivý oxymetr pro **rychlé a přesné měření**
- jednoduchý na obsluhu
- měření SpO₂ a TF i při pohybu a nízké perfuzi
- lze použít na všech prstech, včetně palců na rukou i nohou u dospělých i dětí
- pro prsty o tloušťce 8-26 mm
- digitální LED displej, indikace kvality signálu
- automatické zapnutí a vypnutí



-10%

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
724-022	Nonin Onyx Vantage 9590, černý	4 990 Kč	4 491 Kč

Nonin WristOx₂ 3150

- všestranný pulzní oxymetr na zápěstí
- jednoduchý na použití
- kompaktní design, pohodlný pro pacienta
- ideální pro **dlouhodobý monitoring** přes den i v nočních hodinách (měření spánkové apnoe), ve spánkových laboratořích, při zátěžových testech: 6minutový test chůze, bicyklová ergometrie apod.
- možnost dokoupení senzorů – na ucho, na čelo, pro děti

-10%



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
724-028	Nonin WristOx ₂ 3150 s USB	19 500 Kč	17 550 Kč
724-029	Nonin WristOx ₂ 3150 s Bluetooth	22 100 Kč	19 890 Kč

Creative Medical PC-60F

- vhodný pro domácí použití, pro lékaře i kliniky
- lehký, přesný a citlivý
- dvoubarevný OLED displej s orientací ve 4 směrech
- zobrazení SpO₂, TF, PI
- s větší odolností proti pádu a vodě
- 2 pracovní režimy: jednorázové a kontinuální měření
- možnost uložení až 12 záznamů
- indikátor slabé baterie
- nízká spotřeba energie



-30%

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
725-320	PC-60F	2 100 Kč	1 470 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

osobní váhy a výškoměry


osobní váha KERN MPD 250K100M

- možnost objednání **prvotního ověření z výroby** (štítek s „M“)
- schváleno jako **zdravotnický prostředek** podle směrnice 93/42/EHS
- profesionální osobní nášlapná váha - spuštění pouhým poklepáním
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- velký podsvícený LCD displej, výška číslice 25 mm
- velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem



osobní váha KERN MPE s výškoměrem

- možnost objednání **prvotního ověření z výroby** (štítek s „M“)
- schváleno jako **zdravotnický prostředek** podle směrnice 93/42/EHS
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- druhý displej na zadní straně sloupce
- výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm
- velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem
- dvě kolečka pro snadný transport váhy
- funkce: BMI, HOLD, potlačení vibrací během vážení, matka + dítě



-10 %

NOVINKA: kojenecká váha KERN MBA 10K-3M

- možnost objednání **prvotního ověření z výroby** (štítek s „M“)
- schváleno jako **zdravotnický prostředek** podle směrnice 93/42/EHS
- moderní kompaktní design
- speciální vanička Safe Guard bez rohů a hran
- nízká hmotnost pro snadné přemístění
- bezpečné a neklouzavé umístění pomocí výškově nastavitelných gumových nožiček
- funkce uchování dat: pro snadné čtení displeje hmotnosti
- integrovaná funkce AUTO-OFF pro ochranu baterií
- síťové napájení KERN YKA-43 (není součástí, možné dokoupit)
- mechanický metr MBA-A01 pro připevnění na váhu - 80 cm (není součástí, možné dokoupit)



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
761-006	osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem	15 200 Kč	13 680 Kč
761-004	osobní váha KERN MPD 250K100M	9 600 Kč	8 640 Kč
761-901	prvotní ověření osobní váhy KERN z výroby	2 300 Kč	2 070 Kč
761-108	kojenecká váha KERN MBA 10K-3M	13 900 Kč	12 510 Kč
761-903	prvotní ověření kojenecké váhy KERN z výroby	1 450 Kč	1 305 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

automatický externí defibrilátor

CardiAid AED

- **snadné ovládání** i pro laiky s minimálními znalostmi poskytování první pomoci
- automatické zapnutí při otevření krytu
- akustické a vizuální navádění v českém jazyce
- diagnostika srdeční arytmie, ventrikulární fibrilace i ventrikulární tachykardie
- automatické vyhodnocování stavu pacienta
- automatické ukládání EKG záznamů a událostí do paměti zařízení
- pravidelný autotest přístroje
- speciální příslušenství

verze FULL automatic (CT0207RF)

- automatické vydání výboje – bez asistence obsluhy, přístroj provede výboj sám

verze SEMI automatic: (CT0207RS)

- jedno ovládací tlačítko – pro podání výboje obsluhou



držák na zeď



robustní a odolný úložný box na zeď



totem pro venkovní instalace



Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“.



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
709-503cz	defibrilátor AED CardiAid FULL	44 700 Kč	40 230 Kč
709-501cz	defibrilátor AED CardiAid SEMI	43 500 Kč	39 150 Kč
709-562	AED držák na zeď	2 950 Kč	2 655 Kč
709-563	AED úložný box	6 590 Kč	5 931 Kč
709-581	AED Rotaid Totem	22 990 Kč	20 691 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

diagnostická stanice

SunTech® CT40™

- automatický měřič TK s přesností měření **BHS A/A**
 - klinické měření TK technologií **Clinical-grade Advantage™**
 - vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot (1-5 měření tlaku v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.)
 - automatické oscilometrické měření TK
 - manuální auskultační měření TK technologií **Manual SphygMode™**
 - možnost 6 velikostí manžet
- možnost **rozšíření o teploměr**
 - kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000
 - bezkontaktní IR teploměr
- možnost **rozšíření o měření SpO₂**
 - saturační čidlo Nellcor®
 - saturační čidlo Masimo SET®
- možnost umístění na pojízdný vozík
- možnost komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, PC DOKTOR a dalšími



-20 %

**BHS
A/A**



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
825-501	měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet	20 500 Kč	16 400 Kč

příslušenství k SunTech® CT40™



bezkontaktní IR teploměr



SpO₂ senzor

-10 %



pojízdný stojan

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
825-522	Nellcor SpO ₂ , přídatný modul	8 350 Kč	7 515 Kč
825-524	bezkontaktní IR teploměr, přídatný modul	10 800 Kč	9 720 Kč
764-101	pojízdný stojan pro SunTech® CT40™	10 800 Kč	9 720 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

tonometry, fonendoskopy

BESTSELLER: boso Mercurius E

- auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
- moderní technologie šetrná k životnímu prostředí
- standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm
- zobrazení tepové frekvence
- široká škála manžet (od dětských po extra velké)

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-301N	tonometr boso Mercurius E	3-990 Kč	3 591 Kč

NOVINKA: boso classic edition

- auskultační měření krevního tlaku
- systém hadiček 2 v 1
- stupnice Ø 60 mm
- odolnost proti pádu (shock protected)
- standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm
- široká škála manžet (od dětských po extra velké)
- 6 barevných variant



-10 %

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-361	tonometr boso classic merkur RS (matná černá/červená)	3-390 Kč	3 051 Kč
740-362	tonometr boso classic merkur 2S (matná černá/antracit)	3-390 Kč	3 051 Kč
740-363	tonometr boso classic saturn BS (matný chrom/modrá)	3-390 Kč	3 051 Kč
740-364	tonometr boso classic saturn GS (matný chrom/zelená)	3-390 Kč	3 051 Kč
740-365	tonometr boso classic venus GG (zlatá/antracit-zlatá)	3-890 Kč	3 501 Kč
740-366	tonometr boso classic venus SG (zlatá/antracit)	3-890 Kč	3 501 Kč

bososcope cardio

- kardiologický fonendoskop s dvojitou hlavou z ušlechtilé oceli
- individuální úprava ušních třmínků
- velmi dobrá akustika
- bez latexu a niklu
- Ø membrány 4,4 cm; Ø trychtýře 3,2 cm
- ušní olivky s různou tvrdostí
- náhradní membrána
- záruka 3 roky

-20 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
766-001	fonendoskop bososcope cardio, černý	2-300 Kč	1 840 Kč
766-006	fonendoskop bososcope cardio, růžový	2-300 Kč	1 840 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

tonometr boso medicus X

nejlepší měřič TK pro vaše pacienty

BOSCH
+SOHN **boso**



- vítěz německého testu kvality tonometrů
- plně automatický elektronický měřič krevního tlaku na paži
- přesnost měření klinicky ověřena (ESH)
- standardní manžeta na suchý zip pro obvod paže 22-32 cm nebo varianta XL s velkou manžetou pro obvod paže 32-48 cm
- paměť pro 30 hodnot měření pro 14denní profil
- velký kontrastní displej se zobrazením 3 hodnot (TKs, TKd, TF)
- indikace srdeční arytmie
- klasifikační stupnice hodnot krevního tlaku podle WHO

nejlepší
měřič TK na paži
dle Stiftung
Warentest
9/2020

-10 %

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-020	tonometr boso medicus X	1 590 Kč	1 431 Kč
740-023	tonometr boso medicus X, XL	1 890 Kč	1 701 Kč



COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz
blog: blog.compek.cz

pobočka Plzeň:

Masarykova 1132/62, 312 12 Plzeň
mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:

Vážní 899, 500 03 Hradec Králové
mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:

Komenského 882, 763 21 Slavičín
mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

www.compek.cz