



COMPEK
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

AKČNÍ NABÍDKA



15. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE
17.–19. 9. 2021

ZVEME VÁS NA NAŠE WORKSHOPY
v sobotu 18. 9.

9:30–10:30

měření ABI v každodenní praxi PL

11:00–12:00

tlakový holter boso TM-2450



ambulantní monitor TK (AMTK)

NOVINKA: tlakový holter boso TM-2450

Poradí si se syndromem bílého pláště, s maskovanou hypertenzí i objemnou paží pacienta. Rozumí si s ambulantními programy a investice do něj se Vám brzy vrátí.

Dopřejte Vaším pacientům komfort a mějte o jejich krevním tlaku dokonalý přehled

- 4 velikosti manžet, velikosti M a L v ceně
 - detekuje arytmií (např. fibrilaci síní), zobrazuje tlakovou křivku
 - disponuje pohybovým a teplotním senzorem (informace o vlivu okolí na naměřené hodnoty)
 - komfort pacienta díky hmotnosti pouhých 135 g
- přístroj plně vyhovuje kódu výkonu **17129**

V moderní ordinaci
by neměla chybět
**základní diagnostika
hypertoniků** v podobě
ambulantního
monitoru TK
boso TM-2450.



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha, přesné měření
- rychlé a přehledné vyhodnocení naměřených hodnot
- kompletní seznam: www.tlakovy-holter.cz

Benefity pro pacienta:

- menší, lehčí a tišší záznamník
- kvalitní pouzdro pro pohodlné nošení
- jistota v otázce zdravotního stavu



Investice do boso TM-2450 je rentabilní už po **1 roce**. Vyžádejte si od nás rozvahu návratnosti přístroje.



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“. **Vyplatí se!**

Obj. č.: 737-005
Název: boso TM-2450

Původní cena: 42 900 Kč
Akční cena: 38 610 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

měření kotníkových tlaků

Pracuje i pod tlakem. A ne jen jedním – boso ABI-systém 100

Poskytněte svým pacientům přímou cestu za správnou diagnózou.
S boso ABI-systém 100 zjistí Vaše zdravotní sestra problém za jednu minutu.

- včasná diagnostika pacientů s ICHDK
- jednoduché, spolehlivé a rychlé zjištění indexu kotník/paže (ABI - ankle brachial index)
- současné měření na všech 4 končetinách včetně stanovení poměru mezi P a L paží
- měření rychlosti pulzové vlny (PWV) – volitelné
- komunikace s většinou běžných ambulantních SW
- společný program ProfilManager XD pro AMTK, ABI a domácí měření TK

- kód výkonu **12024** je založen na tomto přístroji

**Lepší zdravotní
poměry?**

Začneme
s poměrem tlaku
na **dolních a horních
končetinách.**

-10 %



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- zvýšení prestiže ordinace
- úspory na vyžádané péči

Benefity pro pacienta:

- bezbolestné a velmi rychlé vyšetření
- odhalení ischemie dolních končetin
- stranový rozdíl TK na pažích



Návratnost pořízení boso ABI-systém 100 je v řádu **stovek vyšetření**. Vyžádejte si od nás rozvahu návratnosti přístroje.



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“. **Vyplatí se!**

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
769-001	boso ABI-systém 100	66 900 Kč	60 210 Kč
769-002	boso ABI-systém 100 + PWV	99 900 Kč	89 910 Kč
764-003	přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV	20 900 Kč	18 810 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

klidové počítačové EKG

custo cardio 300 – „teploměr“ na srdce do Vaší ordinace

V žádné lékárnice by neměl chybět teploměr, v žádné ordinaci klidové EKG.

- 12kanálová jednotka pro klidové, ev. zátěžové EKG
- vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru
- flexibilní komunikace s PC / tablety (USB, Bluetooth)
- kvalitní filtry EKG signálu a indikace jeho kvality
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími
- až 10 hodin provozu z baterie
- moduly k dokoupení (slovní interpretace, HRV)

- přístroj plně vyhovuje kódu výkonu **09127**

Díky EKG
už praktici nemusí
nechávat lékařskou
práci **na specialitech.**

**Bud'te lékaři,
ne dispečeri!**



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- přímá lékařská činnost místo distribuce ke specialistům
- jednoduché základní vyšetření pro většinu pacientů

Benefity pro pacienta:

- bezbolestné a rychlé vyšetření u svého PL
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč
v rámci „Daňového balíčku 2021“. **Vyplatí se!**



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
863-041	Klidové PC-EKG custo cardio 300 USB	44 400 Kč	39 960 Kč
863-042	Klidové PC-EKG custo cardio 300 Bluetooth	50 900 Kč	45 810 Kč
810-034	Klidové PC-ECG PADS-EKG (CP4)	44 400 Kč	39 960 Kč
712-007	Elektroda EKG hrudní Ag/AgCl s balonke	290 Kč	261 Kč
712-056	Elektrody EKG končetinové AgCl, sada 4 ks	1 690 Kč	1 521 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

podtlakové EKG elektrody

Něžný silák – Strässle DT80

Podtlakové EKG elektrody si poradí i s chlupatou hrudí a vykouzlí perfektní EKG křivku.

- vakuová pumpa s filtrem řízená mikropočítačem
- 4stupňová úroveň sání s indikací pomocí LED diod
- snadné ovládání i údržba (zpětný chod pro vysušení elektrod)
- několik variant vícekloubových a teleskopických ramen,
- různá uchycení
- integrovaná defibrilační ochrana

DT80

- úroveň podtlaku 60–200 mbar

možnosti provedení

- flexibilní rameno B, teleskopické rameno T
- s přístrojovým vozíkem, na stůl, k uchycení na zeď, pojízdné

–10 %

Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- možnost výhodného daňového odpisu

Benefity pro pacienta:

- maximální komfort i kvalita vyšetření
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“. **Vyplatí se!**

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
772-062	DT80B plus, pojízdný	72 900 Kč	65 610 Kč
772-060	DT80B, stolní	63 900 Kč	57 510 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spirometry

Dýchejte, prosím – USCOM SpiroSonic FLO

Alergik, astmatik, pacient po covidu i s CHOPN. Ti všichni ocení ultrazvukovou přesnost měření spirometru a 99,9999% ochranu před viry a bakteriemi.

- počítačový USB spirometr
 - ultrazvukový princip měření (žádné mechanické části)
 - screening astma, CHOPN a rakoviny plic
 - propojení s PC a vyhodnocovacím SW SpiroReporter
 - automatická a rychlá kalibrace před každým měřením
 - snadné a rychlé provedení dezinfekce
- přístroj plně vyhovuje kódům výkonů **25211, 25213**



-10 %



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- od 1. 1. 2022 nový kód výkonu + revize starých
- možnost vyšetření i v době covidu

Benefity pro pacienta:

- jistota bezpečnosti díky antibakteriálním filtrům
- prevence plicních onemocnění



NÁŠ TIP:

Jednorázový **antibakteriální** a **antivirový** eliptický náustek pro bezpečné a rychlé provedení spirometrie. Účinnost filtrace bakterií / virů **99,9999 %**.
Ověřeno Nelson Laboratories v Salt Lake City, USA.



**Pojďte s dobou
a neodkládejte
spirometrické
vyšetření
kvůli pandemii
COVID-19!**



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
701-003	Uscom SpiroSonic FLO	32 200 Kč	28 980 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

oxymetry

Malý, ale šikovný pomocník – Nonin Onyx Vantage 9590

Necítí se Váš pacient dobře? Obtížně dýchá?
Nasaďte mu tohoto malého šikulu a brzy bude jasno.

- velmi citlivý oxymetr pro rychlé a přesné měření
- jednoduchý na obsluhu
- měření SpO₂ a TF i při pohybu a nízké perfuzi
- lze použít na všech prstech, včetně palců na rukou i nohou
- pro prsty o tloušťce 8-26 mm (vhodné i pro miminka)
- digitální LED displej, indikace kvality signálu
- návratnost investice po cca 50 vyšetřeních

- přístroj plně vyhovuje kódu výkonu **09125**

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
724-022	Nonin Onyx Vantage 9590, černý	4 990 Kč	4 491 Kč

Doma je v ordinaci i v obýváku – Creative Medical PC-60F

U lékaře, na klinice nebo doma, tento oxymetr nedělá rozdíly.
A investici Vám vrátí po 20 vyšetřeních.

- lehký, přesný a citlivý
- vhodný pro domácí použití, pro lékaře i kliniky
- dvoubarevný OLED displej s orientací ve 4 směrech
- zobrazení SpO₂, TF, PI
- zvýšená odolnost proti pádu a vodě
- 2 pracovní režimy: jednorázové a kontinuální měření
- možnost uložení až 12 záznamů
- nízká spotřeba energie a indikátor baterie

- přístroj plně vyhovuje kódu výkonu **09125**

-30 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
725-320	PC-60F	2 100 Kč	1 470 Kč



osobní váhy a výškoměry

Hezky po jednom, na váhu – osobní váha KERN MPE s metrem

Ordinace bez váhy, to je dokonalý příklad oxymóronu. Nepostradatelný přístroj, který s nulovou mírou solidarity ukáže přesnou hmotnost, výšku i BMI.

- možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s „M“)
- schváleno jako zdravotnický prostředek podle směrnice 93/42/EHS
- váhy ověřeny přísnými normami a certifikáty
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- druhý displej na zadní straně sloupce
- výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm
- velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem
- 2 kolečka pro snadný transport váhy
- funkce: BMI, HOLD, potlačení vibrací během vážení, matka + dítě

-10 %



NOVINKA: kojenecká váha KERN MBA 10K-3M

Váha, která najde každé deko lásky. S citlivostí na 5 tisícín kilogramu nepromeškáte s rodiči těch nejmenších pacientů žádný přírůstek.

- možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s „M“)
- schváleno jako zdravotnický prostředek podle směrnice 93/42/EHS
- moderní kompaktní design, snadná manipulace
- speciální vanička Safe Guard bez rohů a hran
- bezpečné a neklouzavé umístění pomocí výškově nastavitelných gumových nožiček
- funkce uchování dat: pro snadné čtení displeje hmotnosti
- integrovaná funkce AUTO-OFF pro životnost baterií
- síťové napájení KERN YKA-43 (není součástí, možné dokoupit)
- mechanický metr MBA-A01 pro připevnění na váhu - 80 cm (není součástí, možné dokoupit)

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
761-006	osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem	15 200 Kč	13 680 Kč
761-004	osobní váha KERN MPD 250K100M	9 600 Kč	8 640 Kč
761-901	prvotní ověření osobní váhy KERN z výroby	2 300 Kč	2 070 Kč
761-108	kojenecká váha KERN MBA 10K-3M	13 900 Kč	12 510 Kč
761-903	prvotní ověření kojenecké váhy KERN z výroby	1 450 Kč	1 305 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

automatický externí defibrilátor

Zachránce života – CardiAid AED

Tempo doby i života se zrychlilo a stát se může cokoliv. Buďme připravení. S AED může život zachránit i laik. Cena za záchranu života nikdy nebyla nižší.

- snadné ovládání i pro laiky s minimálními znalostmi poskytování první pomoci
- automatické zapnutí při otevření krytu
- akustické a vizuální navádění v českém jazyce
- diagnostika srdeční arytmie, ventrikulární fibrilace i ventrikulární tachykardie
- automatické ukládání EKG záznamů a událostí do paměti zařízení
- pravidelný autotest přístroje
- možnost využít v terénu při návštěvních službách

verze FULL automatic (CT0207RF)

- automatické vydání výboje – bez asistence obsluhy, přístroj provede výboj sám

verze SEMI automatic: (CT0207RS)

- jedno ovládací tlačítko – pro podání výboje obsluhou

Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- zvýšení prestiže ordinace
- možnost záchranu života v nepřítomnosti lékaře



držák na zeď



robustní a odolný úložný box na zeď



totem pro venkovní instalace



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč v rámci „Daňového balíčku 2021“. **Vyplatí se!**



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
709-503cz	defibrilátor AED CardiAid FULL	44 700 Kč	40 230 Kč
709-501cz	defibrilátor AED CardiAid SEMI	43 500 Kč	39 150 Kč
709-562	AED držák na zeď	2 950 Kč	2 655 Kč
709-563	AED úložný box	6 590 Kč	5 931 Kč
709-581	AED Rotaid Totem	22 990 Kč	20 691 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

diagnostická stanice

Vlajková loď měření tlaku – SunTech® CT40

Že má Váš holter tlaku směnu u jiného pacienta? Nevadí, tento pomocník nejen v ordinacích praktického lékaře dokáže naměřit hodnoty, které dle studie odpovídají hodnotám z holteru (v denní fázi).

- automatický měřič TK s přesností měření BHS A/A
 - klinické měření TK technologií Clinical-grade Advantage™
 - **vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot** (1-5 měření tlaku)
- v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.)
 - možnost vynechat z výsledku 1. měření (možná nervozita pacienta)
 - automatické oscilometrické měření TK
 - manuální auskultační měření TK technologií Manual SphygMode™
 - 6 velikostí manžet
- možnost rozšíření o teploměr
 - kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000
 - bezkontaktní IR teploměr
- možnost rozšíření o měření SpO₂
 - saturační čidlo Nellcor®
 - saturační čidlo Masimo SET®
- možnost umístění na pojízdný vozík
- komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, PC DOKTOR a dalšími



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
825-501	měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet	20 500 Kč	16 400 Kč
825-522	Nellcor SpO ₂ , přídavný modul	8 350 Kč	7 515 Kč
825-524	bezkontaktní IR teploměr, přídavný modul	10 800 Kč	9 720 Kč
764-101	pojízdný stojan pro SunTech® CT40™	10 800 Kč	9 720 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

tonometry, fonendoskopy

BESTSELLER: retro styl v podání boso Mercurius E

Designové retro, měřicí moderna a díky vynechání rtuti šetrnost k naší planetě.
To vše v digitálním, polohovatelném provedení.

- auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
- moderní technologie šetrná k životnímu prostředí
- standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm
- zobrazení tepové frekvence
- široká škála manžet (od dětských po extra velké)

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-301N	tonometr boso Mercurius E	3 990 Kč	3 591 Kč

Poznávací znamení lékaře – bososcope cardio

Doktor bez fonendoskopu? Ano, doktoři House a Štrosmajer jsou výjimkami, které potvrzují pravidlo.
Pro Vás máme každodenního pomocníka z ušlechtilé oceli, který dokonale nese zvuk v různých frekvencích.

- kardiologický fonendoskop s dvojitou hlavou z ušlechtilé oceli
- individuální úprava ušních třmínků a ušní olivky s různou tvrdostí
- velmi dobrá akustika a netečnost vůči okolním ruchům
- každá strana je přizpůsobena nesení jiné frekvence
- Ø membrány 4,4 cm; Ø trychtýře 3,2 cm
- náhradní membrána
- bez latexu a niklu

-20 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
766-001	fonendoskop bososcope cardio, černý	2 300 Kč	1 840 Kč
766-006	fonendoskop bososcope cardio, růžový	2 300 Kč	1 840 Kč

tonometr boso medicus X

nejlepší měřič TK na paži dle Stiftung Warentest 9/2020

BOSCH
+SOHN **boso**



-10 %

Přeneste
zkušenosti z výroby
profesionálních
lékařských **přístrojů**
německé společnosti
boso i do **domácností**
Vašich pacientů.

- vítěz německého testu kvality tonometrů
- plně automatický elektronický měřič krevního tlaku na paži
- přesnost měření klinicky ověřena (ESH)
- standardní manžeta na suchý zip pro obvod paže 22-32 cm nebo varianta XL s velkou manžetou pro obvod paže 32-48 cm
- paměť pro 30 hodnot měření pro 14denní profil
- velký kontrastní displej se zobrazením 3 hodnot (TKs, TKd, TF)
- indikace srdeční arytmie
- klasifikační stupnice hodnot krevního tlaku podle WHO

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-020	tonometr boso medicus X	1 590 Kč	1 431 Kč
740-023	tonometr boso medicus X, XL	1 890 Kč	1 701 Kč



COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz
blog.compek.cz

pobočka Plzeň:
Masarykova 1132/62, 312 12 Plzeň
mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:
Vážní 899, 500 03 Hradec Králové
mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:
Komenského 882, 763 21 Slavičín
mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

www.compek.cz

