



COMPEK
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

Platnost do 31. 5. 2023

**AKČNÍ
NABÍDKA**



XXXI. VÝROČNÍ SJEZD ČKS

13.–16. května 2023

Výstaviště Brno

Těšíme se na Vás u našeho stánku!

Představíme Vám naše nové produkty, upozorníme na akce a odpovíme na všechny Vaše dotazy.



holtery EKG

Samba v rytmu srdce: s kabely (**ECG Time**) i bez nich (**ECG Time S**)

Moderní EKG holtery jsou malé, přesné, šikovné, snadno ovladatelné a dnes už dokonce i úplně bez drátů. Zkrátka pokrok, který ocení nejen lékař, ale i jeho pacienti. Tak v jakém rytmu tančí Vaše srdce?

ECG Time

- malý a lehký holterovský záznamník
- záznam **3 kanálů EKG** s 5žilovým kabelem
- 1–3denní EKG záznam (ukládání dat na SD kartu)
- **detekce kardiostimulátoru**
- snadné a intuitivní ovládání
- napájení **jednou baterií AAA**
- hmotnost jen **40 g**



ECG Time S

- malý a lehký holterovský bezkabelový záznamník
- záznam **3 kanálů EKG**
- uložení **až 60denního záznamu** do interní paměti (při pravidelné výměně baterie a elektrod)
- délka záznamu na **jednu baterii AAAA až 9 dní**
- komunikace přes Bluetooth
- hmotnost jen **30 g**



-10 %



ECG Time



ECG Time S



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!



Kompatibilita záznamníků od verze **PADSY 7.5 g**:
vyžádejte si cenovou nabídku za update PADSY.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
800-120	záznamník ECG Time pro PADSY-Holter	66 400 Kč	59 760 Kč
800-121	záznamník ECG Time S pro PADSY-Holter	72 400 Kč	65 160 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

holtery EKG

Custo flash 510 a custo guard holter – synonymum pro variabilitu a všestrannost

Odolné proti otřesům i vodě, detekující polohu pacienta, detekující kardiostimulátor, nabízející vícedenní záznam a kabelové i bezkabelové provedení. Takovouto všestranností disponují holtery EKG custo flash a custo guard holter.

custo flash 510

- 3kanálový EKG záznam
- detekce fibrilace síní
- vícedenní záznam – až 7 dní
- patientské tlačítko pro značku
- efektivní a spolehlivá analýza záznamu

-10 %




custo flash 510

custo guard holter

- 3kanálový patientský záznamník
- miniaturní kabelové/bezkabelové provedení
- hmotnost jen 30 g
- krátký nabíjecí čas
- kontrola kvality záznamu na monitoru
- detekce kardiostimulátoru
- vysoká **voděodolnost** – IP65
- možnost **několikatýdenního** záznamu



custo guard holter



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!



Ověřte si kompatibilitu záznamníků
s vaší verzí softwaru **custo diagnostic**.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
866-102	záznamník custo flash 510	60 500 Kč	54 450 Kč
866-106	záznamník custo guard holter	72 400 Kč	65 160 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

klidové a zátěžové EKG

I po zátěži se hodíte do klidu s EKG PADS-ECG

Disponuje-li ordinace klidovým i zátěžovým EKG, má vyhráno. Ať už totiž pacient čeká v klidu čekárny, nebo doběhne jen tak tak po viditelné zátěži, je pro něj připraveno profesionální EKG.

- 12kanálové počítačové klidové a zátěžové EKG
- propojení s PC přes **USB** nebo **Bluetooth**
- vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz
- detekce kardiostimulačních impulsů
- **automatické rozměření intervalů**
- porovnání 2 libovolných EKG křivek
- **automatická slovní interpretace** (volitelné):
 - ovládání bicyklových ergometrů i běhacích pásů
 - zátěžové protokoly definovatelné ve W i W/kg
 - detekce arytmií a extrasystol
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; **NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR**



-10 %



custo cardio 300 / 300 BT



ECG-Top D / ECG-Top BT



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
810-050	klidové PC-EKG PADS-ECG (ECG-Top D)	49 900 Kč	44 910 Kč
810-040	klidové PC-EKG PADS-ECG (ECG-Top BT)	58 900 Kč	53 010 Kč
863-041	klidové PC-EKG custo cardio 300 USB	49 900 Kč	44 910 Kč
863-042	klidové PC-EKG custo cardio 300 Bluetooth	56 900 Kč	51 210 Kč
810-261	zátěžové a klidové EKG PADS-ECG Ergo ER (ECG-Top D)	89 000 Kč	80 100 Kč
863-043	zátěžové a klidové EKG custo cardio stress 300 USB	86 400 Kč	77 760 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spiroergometrie

Do akce i do ordinace – profesionální spiroergometrie **Cortex**

Díky přístrojům Cortex vytvoříme laboratoř funkční diagnostiky dle Vašich požadavků a dispozic. Zátěžové testy získávají i díky vzdálenému přenosu dat nový, nejen sportovní rozměr.

Cortex MetaMax® 3B

- mobilní analyzátor dýchacích plynů
- spiroergometrie **bez limitů**
- provoz na jednu baterii **až 6 hodin**, snadná výměna baterií
- ukládání dat do přístroje nebo počítače
- Bluetooth technologie umožňuje on-line přenos dat z / do přístroje na **vzdálenost až 1 km**
- hmotnost přístroje pouhých **580 g** bez baterie
- GPS modul, oxymetrie
- 3 nebo 12kanálové EKG custo
- kompatibilní s EKG přístroji **custo cardio** a dalšími
- možnost provádět CPET test přímo v bazénu při plavání lze použít jako stacionární přístroj pro měření v laboratoři



MetaMax



Cortex MetaLyzer® 3B

- **stacionární**, ale přenosný systém pro kompletní kardiopulmonální zátěžové (CPET) testy
- kompletní analýza plic, srdce a metabolismu v klidu i při zátěži
- **revoluční možnosti** testování díky rozhraní Bluetooth SMART
- kompatibilita s většinou dostupných **běhacích pásů** a **ergometrů**
- **jednoduchá a rychlá kalibrace**
- analýza dechových plynů metodou **breath-by-breath**
- měření srdeční frekvence pomocí hrudního pásu, 3 nebo 12kanálového EKG
- měkké anatomické masky v 5 velikostech



MetaLyzer



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
823-011	Cortex MetaMax 3B, komplet	-	na vyžádání
823-002	Cortex MetaLyzer 3B, komplet	-	na vyžádání



bicyklové ergometry

Až na vrcholky hor s bicyklovými ergometry **ergoline ergoselect**

Není to Tour de France ani singltrek v Novém Městě pod Smrkem, ale i jízda na bicyklovém ergometru v ordinaci může přinést zajímavé výsledky a pomoci tak se zdravím pacientů.

ergoselect 100, 200

- stabilní a robustní konstrukce
- rozsah zátěže 6–1 000 W
- hmotnost pacienta do 160 kg, u ergoselect 200 až do 200 kg
- nastavitelná výška sedla – ergoselect 100 mechanicky, ergoselect 200 elektricky
- nastavitelné natočení řídítek (360°) – ergoselect 200 výška i úhel otočení
- USB i sériové (RS-232) rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG
- možnost rozšíření: automatické měření tlaku a SpO₂

ergoselect 4, 5

- prostor pro pohodlné nastupování
- rozsah zátěže 6–1 000 W
- hmotnost pacienta do 160 kg (lze navýšit až na 200 kg)
- mechanicky či elektricky nastavitelná výška sedla
- nastavitelná řídítka (výška i úhel otočení 360°)
- USB i sériové (RS-232) rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG
- možnost rozšíření: automatické měření tlaku a SpO₂

-10 %



ergoselect 200P



ergoselect 5M



Vyžádejte si **cenovou nabídku** na optimální konfiguraci ergometru **podle Vašich požadavků** a přání.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
706-010	ergometr ergoline ergoselect 100P	118 800 Kč	106 920 Kč
706-020	ergometr ergoline ergoselect 200P	135 400 Kč	121 860 Kč
706-200	ergometr ergoline ergoselect 1 (zátěž do 450W)	95 100 Kč	85 590 Kč
706-210	ergometr ergoline ergoselect 4M	117 900 Kč	106 110 Kč
706-220	ergometr ergoline ergoselect 5M	125 400 Kč	112 860 Kč
706-301/321	automatické měření TK (mimo ergoselect 1)	52 700 Kč	47 430 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

běhací pásy

Že Vám cesta neutíká? To je u běhacích pásů **Lode** v pořádku

Předzvěstí procházek a výběhů na čerstvém vzduchu je zvládnout pohyb na běhacím pásu. Spolehlivé, robustní a moderní pásy s možností náklonu nabízí společnost Lode.

Valiant 2 CPET

- rozsah rychlosti pásu 0,5–20 km/h
- hmotnost pacienta do 225 kg
- nízká nástupní výška, bezpečnostní prvek pro nouzové vypnutí
- rozměr pásu: 50 × 150 cm, provedení XL: 60 × 170 cm
- nastavení sklonu: 0–25 %, provedení XL: 0–25 %

Valiant 2 Rehab

- nízká nástupní výška činí pás vhodný pro všechny probandy
- plynulá akcelerace 0–0,1 km/h
- maximální rychlost pásu až 12 km/h
- rozměr pásu 150 × 50 cm, provedení XL 170 × 60 cm
- sklon pásu 0–25 %
- řídicí jednotka s dotykovým 7" displejem

Valiant 2 Sport

- rozsah rychlosti pásu 1–25 km/h
- hladký rozběh z 0 km/h
- hmotnost pacienta do 225 kg
- nízká nástupní výška
- bezpečnostní prvek pro nouzové vypnutí pásu
- rozměr pásu: 70 × 190 cm, provedení XL 80 × 200 cm
- nastavení sklonu: 0–25 %, provedení XL 0–25 %



Valiant 2 CPET



Valiant 2 Rehab
vč. výškově nastavitelného zábradlí



Valiant 2 Sport
vč. zábradlí, zadržného systému, ...

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
707-201	běhací pás Lode Valiant 2 CPET	-	na vyžádání
707-211	běhací pás Lode Valiant 2 Rehab	-	na vyžádání
707-221	běhací pás Lode Valiant 2 Sport	-	na vyžádání



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

podtlakové EKG elektrody

Jemně ale fest – tak na hrudi drží podtlakové elektrody **DT80**

Podtlakové EKG elektrody si poradí i s chlupatou hrudí a vykouzlí perfektní EKG křivku. A navíc se s nimi skvěle pracuje. Kdo vyzkoušel, již nechce jinak.

- podtlaková pumpa s filtrem řízená mikropočítačem
- **4stupňová** úroveň sání s indikací pomocí LED diod
- snadné ovládání i údržba (zpětný chod pro vysušení elektrod)
- několik variant vícekloubových a teleskopických ramen,
- **4 různé typy uchycení**
- integrovaná defibrilační ochrana
- úroveň podtlaku 60–200 mbar (DT80)

možnosti provedení

- flexibilní rameno B, teleskopické rameno T
- s přístrojovým vozíkem, na stůl, k uchycení na zeď, pojízdné

-10 %



Nejžádanější
produkt roku
2022

Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- možnost výhodného daňového odpisu
- **kompatibilita se všemi EKG přístroji**

Benefity pro pacienta:

- maximální komfort i kvalita vyšetření
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
772-031	DT80B plus, pojízdný	75 500 Kč	67 950 Kč
772-030	DT80B, stolní	66 900 Kč	60 210 Kč
772-032	DT80B, s uchycením na zeď (772-565)	68 300 Kč	61 470 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.


kardiovaskulární rehabilitace

custo cardiac rehab

Řízená kardiovaskulární rehabilitace s monitorováním až 32 pacientů současně, bezdrátový on-line EKG záznam.

Systém pro kardiovaskulární rehabilitaci **custo cardio rehab** umožňuje monitorovat až 32 pacientů **současně** na řízených či neřízených zátěžových zařízeních. U všech pacientů lze on-line monitorovat EKG křivku z bezdrátového EKG **custo guard**. EKG je umístěno na hrudním páse **custo belt**, který je opatřen EKG elektrodami a je po vyprání opakovaně použitelný.

Všechna data z tréninku jsou ukládána do patientské databáze pro pozdější vyhodnocení a porovnání jednotlivých cvičení. V řídicím programu lze definovat různé režimy cvičení a definovat vlastní zátěžové protokoly vč. alarmů pro každého pacienta samostatně.



K systému **custo cardio rehab** lze připojit a řídit celou řadu medicínsky certifikovaných ergometrů či běhacích pásů.



hrudní pás custo belt

- originální technologie pro záznam EKG
- bez lepících elektrod
- opakovaně použitelný a prátelný
- vysoké pohodlí pro pacienta
- s certifikátem biokompatibility



EKG snímač custo guard

- 1 a 3kanálový EKG vysílač
- vodotěsný, extrémně lehký
- energeticky úsporný bezdrátový přenos EKG signálu



Vyžádejte si **cenovou nabídku** na optimální konfiguraci kardiovaskulárního rehabilitačního systému **podle Vašich požadavků** a přání.



ambulantní monitory krevního tlaku

Monitor krevního tlaku? **PADSY-RR Scanlight** – zde!

Ambulantní monitor krevního tlaku je přístroj, který se v ambulancích a nemocnicích nezastaví. PADSY-RR s patientským záznamníkem Scanlight III si získal svou oblibu díky přesnosti, jednoduché obsluze a rychlému vyhodnocení.

- 24–48hodinové monitorování krevního tlaku
- oscilometrická metoda měření
- **přesnost měření dle standardů BHS A/A**
- velmi tichý patientský záznamník, 5 velikostí manžet
- výtisk zprávy na jednu stranu A4
- automatický tisk patientského deníku
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími;
NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR



-10 %

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
805-003	AMTK PADSY-RR (Scanlight), vč. sw	49 900 Kč	44 910 Kč
805-102	záznamník Scanlight III, komplet	46 900 Kč	42 210 Kč



Premiant mezi monitory krevního tlaku – **custo screen 300**

Proč premiant? Protože ambulantní monitor krevního tlaku custo screen 300 splňuje jako první na evropském trhu nejnovější a nejpřísnější požadavky Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH IP2010 protocol).

- až 72 hodin monitorování krevního tlaku
- oscilometrická metoda měření
- přesnost přístroje ověřena dle protokolu **ESH IP2010**
- velmi tichý patientský záznamník
- 4 velikosti manžet
- výtisk zprávy na jednu stranu A4
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími;
NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR



-10 %

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
869-001	AMTK custo screen 300, vč. sw	44 900 Kč	40 410 Kč
869-101	záznamník custo screen 300, komplet	41 400 Kč	37 260 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

diagnostická stanice

Vlajková loď měření tlaku – SunTech® CT40

Že má Váš AMTK směnu u jiného pacienta? Nevadí, tento pomocník dokáže naměřit hodnoty, které dle studie odpovídají hodnotám z AMTK (v denní fázi).

- **automatický měřič TK s přesností měření BHS A/A**
 - klinické měření TK technologií Clinical-grade Advantage™
 - **vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot** (1-5 měření tlaku)
- v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.)
 - možnost vynechat z výsledku 1. měření (možná nervozita pacienta)
 - automatické oscilometrické měření TK
 - manuální auskultační měření TK technologií Manual SphygMode™
 - 6 velikostí manžet
- možnost rozšíření o **teploměr**
 - kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000
 - bezkontaktní IR teploměr
- možnost rozšíření o měření **SpO₂**
 - saturační čidlo Nellcor®
 - saturační čidlo Masimo SET®
- možnost umístění na pojízdný stojan
- komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, PC DOKTOR a dalšími

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
825-501	měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet	22 900 Kč	20 610 Kč
825-522	Nellcor SpO ₂ , přídavný modul	11 500 Kč	10 350 Kč
825-524	bezkontaktní IR teploměr, přídavný modul	13 900 Kč	12 510 Kč
764-101	pojízdný stojan pro SunTech® CT40™	11 900 Kč	10 710 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

měření krevního tlaku i při zátěži

Metronik BL-6 – spolehlivý měřič krevního tlaku i při zátěžovém testování

Řešení pro všechny zákazníky, kteří chtějí měřit krevní tlak při zátěžovém testu rychle, jednoduše a spolehlivě. Systém měření krevního tlaku, který se vyznačuje jedinečnou technologií filtrování hluku.

Na základě detekce Korotkovových fenoménů umožňuje provádět měření krevního tlaku během fyzické aktivity navzdory hluku z bicyklového ergometru nebo běhacího pásu. Díky vestavěnému reproduktoru může uživatel kontrolovat a ověřovat měření v reálném čase. EKG trigger není pro spolehlivé měření TK potřeba, i když je na přání k dispozici. Kromě toho je díky rychlému nafouknutí manžety možné vytvořit platné měření za méně než 30 sekund. Za velmi krátkou dobu 3-5 sekund lze natlačit manžetu až na 200 mmHg.

- měření krevního tlaku pomocí mikrofonu v manžetě - Korotkovovy ozvy
- jeden monitor krevního tlaku pro tři aplikace:
 - měření krevního tlaku v klidu,
 - měření krevního tlaku při zátěžovém testu
 - záznam profilu krevního tlaku
- 4 velikosti speciálně tvarovaných manžet
- poloautomatický režim měření s fonendoskopem
- nastavitelná rychlá metoda měření – rychlejší než manuální
- varianta určená pro běhací pásy
- kompatibilní s většinou ergometrických a spiroergometrických systémů (Cortex, Medset, custo...)

-5 %



Metronik BL-6 standard verze



Metronik BL-6 treadmill verze

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
827-001	monitor krevního tlaku METRONIK® BL-6, komplet	90 000 Kč	85 500 Kč
827-002	monitor krevního tlaku METRONIK® BL-6 treadmill version, komplet	110 000 Kč	104 500 Kč
827-101	manžeta pro Metronik BL-6, standard (M), 29-40 cm	7 500 Kč	7 125 Kč
827-102	manžeta pro Metronik BL-6, velká (L), 38-52 cm	7 500 Kč	7 125 Kč
827-103	manžeta pro Metronik BL-6, malá (S), 25-31 cm	7 500 Kč	7 125 Kč
827-104	manžeta pro Metronik BL-6, extra malá (XS), 19-26 cm	7 500 Kč	7 125 Kč
827-105	manžeta pro Metronik BL-6, standard (M), 29-40 cm, vývod nahoru	7 500 Kč	7 125 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

pletysmografie - chladové testy

Multifunkční pomocníci **AngE ABI** a **Phlebo** změří všechno – palec na to!

Kámoši jak hrom, jsou AngE Pro 4 a AngE Phlebo. Pomohou buď každý zvlášť, ale nebojí se ani vzájemné spolupráce při měření prokrvení tkání, vyšetření žil, stanovení nejrůznějších tlaků a kardiologických parametrů.

- 4kanálový simultánní oscilografický pletysmograf (4 manžety)
- 2kanálový žilní a arteriální fotopletysmograf (2 PPG sondy, teplotní čidla)
- možnost kontinuálního i segmentálního měření
- grafická a numerická analýza pulzové vlny
- měření parametrů ABI, TBI, PWI, PWV, Oliva-Roztočil index a mnoho dalších
- prstová pletysmografie (Raynaudův syndrom), **chladové testy** (srovnání nativních hodnot s hodnotami po ochlazení)
- žilní reflux / svalová pumpa
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; **NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR**

-10 %



AngE Pro 4

4kanálová simultánní oscilografická pletysmografie



AngE Phlebo

2kanálový fotopletysmograf



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akcni cena
845-001	AngE Pro 4 (ABI, PWI)	139 900 Kč	125 910 Kč
845-010	AngE ABI+ (ABI, TBI, PWI)	185 800 Kč	167 220 Kč
845-030	AngE Phlebo OPO (chladové testy), arteriální měření	107 900 Kč	97 110 Kč
845-031	AngE Phlebo D-PPG, žilní měření	77 900 Kč	70 110 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spirometry

Dýchejte, prosím – USCOM SpiroSonic FLO

Alergik, astmatik, pacient po covidu i s CHOPN. Ti všichni ocení ultrazvukovou přesnost měření spirometru a 99,9999% ochranu před viry a bakteriemi.

-10 %

- počítačový USB spirometr
- ultrazvukový princip měření (žádné mechanické části)
- **screening astma, CHOPN a rakoviny plic**
- propojení s PC a vyhodnocovacím SW SpiroReporter
- automatická a rychlá kalibrace před každým měřením
- **snadné a rychlé provedení dezinfekce**
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; **NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR**

KÓD VÝKONU:

25211 Screening (orientační spirometrie)



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- od 1. 1. 2023 revize kódu 25211
- **154 bodů za vyšetření** (2x ročně)
- možnost vyšetření i v době covidu

Benefity pro pacienta:

- jistota bezpečnosti díky antibakteriálním filtrům
- prevence plicních onemocnění



NÁŠ TIP:

- Jednorázový **antibakteriální** a **antivirový** eliptický náustek pro bezpečné a rychlé provedení spirometrie.
- Účinnost filtrace bakterií / virů **99,9999 %**.
- **Ověřeno Nelson Laboratories** v Salt Lake City, USA.



Pojďte s dobou
a neodkládejte
spirometrické
vyšetření
kvůli pandemii
COVID-19!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
701-003	Uscom SpiroSonic FLO	34 900 Kč	31 410 Kč
787-101	antibakteriální filtr, eliptický náustek (1-200 ks)	31 Kč	27,90 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

osobní váhy a výškoměry

Hezky po jednom, na váhu – osobní váhy KERN

Ordinace bez váhy, to je dokonalý příklad oxymóronu. Nepostradatelný přístroj, který s nulovou mírou solidarity ukáže přesnou hmotnost každého pacienta.

- zdravotnické prostředky podle směrnice 93/42/EHS
- možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s „M“)
- **třída přesnosti III**
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- velká váhací platforma s protiskluzovým povrchem
- síťový adaptér (externí) součástí balení

MPE 250K100HM s výškoměrem MPE 250K100PM

- oboustranný LCD displej, výška číslice 25 mm
- výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm (váha s výškoměrem)
- 2 kolečka pro snadný transport váhy

MPD 250K100M

- LCD displej, výška číslice 25 mm

výškoměr MSF 200

- pro montáž na vybrané typy vah KERN nebo na stěnu
- odečítání na stupnici s posuvnou skládací zarážkou
- pevný hliníkový profil
- rozsah měření: 60–205 cm
- stupnice po 1 mm

-10 %



MPE 250K100HM
s výškoměrem



MPE 250K100PM



MPD 250K100M



výškoměr
MSF 200

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
761-006	osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem	21 600 Kč	19 440 Kč
761-005	osobní váha KERN MPE 250K100PM	20 100 Kč	18 090 Kč
761-004	osobní váha KERN MPD 250K100M	13 700 Kč	12 330 Kč
761-271	výškoměr MSF 200	3 700 Kč	3 330 Kč
761-901	prvotní ověření osobní váhy KERN z výroby	2 300 Kč	2 070 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

BESTSELLER: retro styl v podání boso Mercurius E

Designové retro, měřicí moderna a díky vynechání rtuti šetrnost k naší planetě.
To vše v digitálním, polohovatelném provedení.

- auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
- moderní technologie šetrná k životnímu prostředí
- standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm
- zobrazení tepové frekvence
- široká škála manžet (od dětských po extra velké)

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-301N	tonometr boso Mercurius E	3 990 Kč	3 591 Kč

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz
blog.compek.cz

 **COMPEK**
MEDICALSERVICES
DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

pobočka Plzeň:

mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:

mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:

mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

www.compek.cz

