



COMPEK
MEDICALSERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

Platnost do 16. 4. 2023

**AKČNÍ
NABÍDKA**



17. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE

24.–25. března 2023

Clarion Congress Hotel Praha

Zveme Vás na workshop:

Měření ABI v každodenní praxi PL

sobota 25. 3. v 13:30–14:20 hod, salónek AQUARIUS



měření kotníkových tlaků

Pracuje i pod tlakem. A ne jen jedním – boso ABI-systém 100

Poskytněte svým pacientům přímou cestu za správnou diagnózou.
S boso ABI-systém 100 zjistí Vaše zdravotní sestra problém za jednu minutu.

- včasná diagnostika pacientů s ICHDK
- jednoduché, spolehlivé a rychlé zjištění indexu kotník/paže (ABI - ankle brachial index)
- současné měření na všech 4 končetinách včetně stanovení poměru mezi P a L paží
- měření rychlosti pulzové vlny (PWV) – volitelné
- společný program ProfilManager XD pro AMTK, ABI a domácí měření TK
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími;
NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR

Lepší zdravotní
poměry?

Začněme
s poměrem tlaku
na **dolních a horních**
končetinách.

KÓDU VÝKONU:

12024 Měření ABI (indexu kotník-paže) na 4 končetinách oscilometrickou metodou PWV - vysoká rychlost pulzové vlny = tužší cévní stěna = vyšší KV riziko

-10 %



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- zvýšení prestiže ordinace
- úspory na vyžádané péči
- **140 bodů** za vyšetření (1× ročně)

Benefity pro pacienta:

- bezbolestné a velmi rychlé vyšetření
- odhalení ischémie dolních končetin
- stranový rozdíl TK na pažích



Návratnost pořízení boso ABI-systém 100 je v řádu **stovek vyšetření**. Vyžádejte si od nás rozvahu návratnosti přístroje.



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
769-001	boso ABI-systém 100	66 900 Kč	60 210 Kč
769-002	boso ABI-systém 100 + PWV	99 900 Kč	89 910 Kč
764-003	přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV	23 500 Kč	21 150 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

ambulantní monitor TK (AMTK)

NOVINKA: tlakový holter boso TM-2450

Poradí si se syndromem bílého pláště, s maskovanou hypertenzí i objemnou paží pacienta. Rozumí si s ambulantními programy a investice do něj se Vám brzy vrátí.

Dopřejte Vaším pacientům komfort a mějte o jejich krevním tlaku dokonalý přehled

- **4 velikosti manžet, velikosti M a L v ceně kompletu**
- detekuje arytmií (např. fibrilaci síní), zobrazuje tlakovou křivku
- disponuje pohybovým a teplotním senzorem (informace o vlivu okolí na naměřené hodnoty)
- komfort pacienta díky hmotnosti pouhých 135 g
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími;
NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR

-10 %

KÓDU VÝKONU:

17129 Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku

V moderní ordinaci by neměla chybět základní diagnostika hypertonií v podobě ambulantního monitoru TK boso TM-2450.



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha, přesné měření
- rychlé a přehledné vyhodnocení naměřených hodnot
- kompletní seznam: www.tlakovy-holter.cz
- **391 bodů** za vyšetření (2x ročně u PL)

Benefity pro pacienta:

- menší, lehčí a tišší záznamník
- kvalitní pouzdro pro pohodlné nošení
- jistota v otázce zdravotního stavu



Investice do boso TM-2450 je rentabilní už po **1 roce**. Vyžádejte si od nás rozvahu návratnosti přístroje.



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč. **Vyplatí se!**

Obj. č.:	Název
737-005	boso TM-2450 (v ceně 2 manžety)

Původní cena	Akční cena
43 900 Kč	39 510 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spirometry

Dýchejte, prosím – USCOM SpiroSonic FLO

Alergik, astmatik, pacient po covidu i s CHOPN. Ti všichni ocení ultrazvukovou přesnost měření spirometru a 99,9999% ochranu před viry a bakteriemi.

-10 %

- počítačový USB spirometr
- ultrazvukový princip měření (žádné mechanické části)
- **screening astma, CHOPN a rakoviny plic**
- propojení s PC a vyhodnocovacím SW SpiroReporter
- automatická a rychlá kalibrace před každým měřením
- **snadné a rychlé provedení dezinfekce**
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; **NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR**

KÓD VÝKONU:

25211 Screening (orientační spirometrie)



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- od 1. 1. 2022 revize kódu 25211
- **154 bodů za vyšetření** (2x ročně)
- možnost vyšetření i v době covidu

Benefity pro pacienta:

- jistota bezpečnosti díky antibakteriálním filtrům
- prevence plicních onemocnění

➔ NÁŠ TIP:

- Jednorázový **antibakteriální** a **antivirový** eliptický náustek pro bezpečné a rychlé provedení spirometrie.
- Účinnost filtrace bakterií / virů **99,9999 %**.
- **Ověřeno Nelson Laboratories** v Salt Lake City, USA.



Pojďte s dobou
a neodkládejte
spirometrické
vyšetření
kvůli pandemii
COVID-19!



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
701-003	Uscom SpiroSonic FLO	34 900 Kč	31 410 Kč
787-101	antibakteriální filtr, eliptický náustek (1-200 ks)	31 Kč	27,90 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

analyzátory CO

NOVINKA: Kvantitativní stanovení CO s přístroji Smokerlyzer

Smokerlyzer® je ruční měřič CO – obsahu oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. Je vhodný jak pro použití praktickým lékařem pro screening, tak i pro použití pacientem při odvykací terapii.

Základní charakteristika (piCO a Micro+):

- malý ruční měřič CO (oxidu uhelnatého) ve vydechovaném vzduchu
- měření **ppm CO** v dechu a **%COHb** v krvi
- barevný dotykový LCD displej pro **současné zobrazení** všech naměřených hodnot
- jednoduché ovládání a zobrazování výsledků
- velká přesnost, nízká citlivost na vodík
- **jednostranný filtr**, jednorázové náústky
- rozsah měření koncentrace 0–150 ppm

Micro+™ (rozšiřující funkce):

- zobrazení i **%FCOHb** v plodu u těhotných žen
- vnitřní **paměť na 150 měření** s datem a časem
- rozšířený rozsah měření koncentrace **0–500 ppm**
- přístroj umožňuje vytvořit profily jednotlivých klientů
- softwarová aplikace pro práci s výsledky

-10 %

Smokerlyzer najde uplatnění i v **klinickém výzkumu**, při **odvykání kouření** nebo při **monitorování žen v těhotenství**.

KÓD VÝKONU:

25224 Kvantitativní stanovení oxidu uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- od 1. 1. 2022 nový výkon 25224
- **166 bodů** za vyšetření (4× ročně)
- sdílený výkon pneumologie a VPL

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
788-001	Smokerlyzer piCO, dechový CO analyzátor	12 900 Kč	11 610 Kč
788-011	Smokerlyzer Micro+, profesionální dechový CO analyzátor	16 900 Kč	15 210 Kč
788-281	Sada spotřebního materiálu pro Smokerlyzer	3 330 Kč	



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

klidové počítačové EKG

PADSY-ECG – „teploměr“ na srdce do Vaší ordinace

V žádné lékárnice by neměl chybět teploměr, v žádné ordinaci klidové EKG.

- 12kanálové počítačové EKG
- propojení s PC přes **USB** (ECG Top D) nebo **Bluetooth** (ECG Top BT)
- vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz
- detekce kardiostimulačních impulsů
- délka záznamu 10–180 sekund
- detekce a zobrazení odpadlých elektrod
- **automatické rozměření intervalů**
- porovnání 2 libovolných EKG křivek
- **automatická slovní interpretace HES** (volitelné)
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; **NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR**

Díky EKG
už praktici nemusí
nechávat lékařskou
práci **na specialitech.**

**Bud'te lékaři,
ne dispečeri!**

KÓDU VÝKONU:
09127 EKG vyšetření

-10 %

NOVINKA



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- přímá lékařská činnost místo distribuce ke specialistům
- jednoduché základní vyšetření pro většinu pacientů
- **148 bodů za vyšetření**

Benefity pro pacienta:

- bezbolestné a rychlé vyšetření u svého PL
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
810-050	klidové PC-ECG PADSY-EKG (ECG Top D)	49 900 Kč	44 910 Kč
810-040	klidové PC-ECG PADSY-EKG (ECG Top BT)	58 900 Kč	53 010 Kč
815-106	SW modul automatické interpretace HES pro PADSY	8 800 Kč	7 920 Kč
712-007	elektroda EKG hrudní Ag/AgCl s balonkem	290 Kč	261 Kč
712-056	elektrody EKG končetinové AgCl, sada 4 ks	1 690 Kč	1 521 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

podtlakové EKG elektrody

Jemně ale fest – tak na hrudi drží podtlakové elektrody **DT80**

Podtlakové EKG elektrody si poradí i s chlupatou hrudí a vykouzlí perfektní EKG křivku. A navíc se s nimi skvěle pracuje. Kdo vyzkoušel, již nechce jinak.

- podtlaková pumpa s filtrem řízená mikropočítačem
- **4stupňová** úroveň sání s indikací pomocí LED diod
- snadné ovládání i údržba (zpětný chod pro vysušení elektrod)
- několik variant vícekloubových a teleskopických ramen,
- **4 různé typy uchycení**
- integrovaná defibrilační ochrana
- úroveň podtlaku 60–200 mbar (DT80)

možnosti provedení

- flexibilní rameno B, teleskopické rameno T
- s přístrojovým vozíkem, na stůl, k uchycení na zeď, pojízdné

-10 %



Nežádanější
produkt roku
2022

Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- možnost výhodného daňového odpisu
- **kompatibilita se všemi EKG přístroji**

Benefity pro pacienta:

- maximální komfort i kvalita vyšetření
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
772-031	DT80B plus, pojízdný	75 500 Kč	67 950 Kč
772-030	DT80B, stolní	66 900 Kč	60 210 Kč
772-032	DT80B, s uchycením na zeď (772-565)	68 300 Kč	61 470 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

pletysmografie - chladové testy

Multifunkční pomocníci **AngE ABI** a **Phlebo** změní všechno – palec na to!

Kámoši jak hrom, jsou AngE Pro 4 a AngE Phlebo. Praktikům i diabetologům pomohou každý zvlášť, ale nebojí se ani vzájemné spolupráce při měření prokrvení tkání a nejrůznějších tlaků.

- 4kanálový simultánní oscilografický pletysmograf (4 manžety)
- 2kanálový žilní a arteriální fotopletyšmograf (2 PPG sondy, teplotní čidla)
- možnost kontinuálního i segmentálního měření
- grafická a numerická analýza pulzové vlny
- měření parametrů ABI, TBI, PWI, PWV, Oliva-Roztočil index a mnoho dalších
- prstová pletysmografie (Raynaudův syndrom), **chladové testy** (srovnání nativních hodnot s hodnotami po ochlazení)
- žilní reflux / svalová pumpa
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; **NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR**

-10 %



AngE Pro 4

4kanálová simultánní oscilografická pletysmografie



AngE Phlebo

2kanálový fotopletyšmograf



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
845-001	AngE Pro 4 (ABI, PWI)	139 900 Kč	125 910 Kč
845-010	AngE ABI+ (ABI, TBI, PWI)	185 800 Kč	167 220 Kč
845-030	AngE Phlebo OPO (chladové testy)	107 900 Kč	97 110 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

automatický externí defibrilátor

Zachránce života – CardiAid AED

Tempo doby i života se zrychlilo a stát se může cokoliv. Buďme připravení. S AED může život zachránit i laik. Cena za záchranu života nikdy nebyla nižší.

- snadné ovládání i pro laiky s minimálními znalostmi poskytování první pomoci
- automatické zapnutí při otevření krytu
- akustické a vizuální navádění v českém jazyce
- diagnostika srdeční arytmie, ventrikulární fibrilace i ventrikulární tachykardie
- automatické ukládání EKG záznamů a událostí do paměti zařízení
- pravidelný autotest přístroje
- možnost využití v terénu při návštěvních službách

verze FULL automatic (CT0207RF)

- automatické vydání výboje – bez asistence obsluhy, přístroj provede výboj sám

verze SEMI automatic: (CT0207RS)

- jedno ovládací tlačítko – pro podání výboje obsluhou

Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- zvýšení prestiže ordinace
- možnost záchranu života v nepřítomnosti lékaře

-10 %



držák na zeď



robustní a odolný úložný box na zeď



totem pro venkovní instalace



Dovybavte si ordinaci pomocníkem pro záchranu života.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
709-503cz	defibrilátor AED CardiAid FULL	44 700 Kč	40 230 Kč
709-501cz	defibrilátor AED CardiAid SEMI	43 500 Kč	39 150 Kč
709-562	AED držák na zeď	2 950 Kč	2 655 Kč
709-563	AED úložný box	6 590 Kč	5 931 Kč
709-581	AED Rotaid Totem	22 990 Kč	20 691 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

diagnostická stanice

Vlajková loď měření tlaku – SunTech® CT40

Že má Váš AMTK směnu u jiného pacienta? Nevadí, tento pomocník dokáže naměřit hodnoty, které dle studie odpovídají hodnotám z AMTK (v denní fázi).

- **automatický měřič TK s přesností měření BHS A/A**
 - klinické měření TK technologií Clinical-grade Advantage™
 - **vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot** (1-5 měření tlaku)
- v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.)
 - možnost vynechat z výsledku 1. měření (možná nervozita pacienta)
 - automatické oscilometrické měření TK
 - manuální auskultační měření TK technologií Manual SphygMode™
 - 6 velikostí manžet
- možnost rozšíření o **teploměr**
 - kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000
 - bezkontaktní IR teploměr
- možnost rozšíření o měření **SpO₂**
 - saturační čidlo Nellcor®
 - saturační čidlo Masimo SET®
- možnost umístění na pojízdný stojan
- komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, AMICUS, PC DOKTOR a dalšími

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
825-501	měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet	22 900 Kč	20 610 Kč
825-522	Nellcor SpO ₂ , přídatný modul	11 500 Kč	10 350 Kč
825-524	bezkontaktní IR teploměr, přídatný modul	13 900 Kč	12 510 Kč
764-101	pojízdný stojan pro SunTech® CT40™	11 900 Kč	10 710 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

tonometry

BESTSELLER: retro styl v podání **boso Mercurius E**

Designové retro, měřící moderna a díky vynechání rtuti šetrnost k naší planetě.
To vše v digitálním, polohovatelném provedení.

- auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
- moderní technologie šetrná k životnímu prostředí
- standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm
- zobrazení tepové frekvence
- široká škála manžet (od dětských po extra velké)

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-301N	tonometr boso Mercurius E	3-990 Kč	3 591 Kč

NOVINKA: boso medicus prestige S professional

Tonometr boso medicus prestige S pro lékařské praxe se 3 manžetami a napájecím zdrojem.

- přesný elektronický měřič krevního tlaku s mnoha funkcemi
- přesnost měření klinicky ověřena (ESH)
- součástí dodávky standardní (22-32 cm), XS (16-22 cm) a L (32-48 cm) manžeta, síťový zdroj
- „Tri-Check“ funkce - automatické provedení 3 měření se zobrazením průměrné hodnoty
- velký kontrastní displej pro zobrazení 3 hodnot
- inteligentní automatika nafouknutí manžety bez dodatečného dofukování
- paměť na 90 hodnot
- detekovaná arytmie je zobrazena graficky na displeji
- indikátor pohybu pacienta při měření

-10 %

NOVINKA



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-025	boso medicus prestige S professional	4-890 Kč	4 401 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

osobní váhy a výškoměry

Hezky po jednom, na váhu – osobní váhy KERN

Ordinace bez váhy, to je dokonalý příklad oxymóronu. Nepostradatelný přístroj, který s nulovou mírou solidarity ukáže přesnou hmotnost každého pacienta.

- zdravotnické prostředky podle směrnice 93/42/EHS
- možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s „M“)
- **třída přesnosti III**
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem
- síťový adaptér (externí) součástí balení

MPE 250K100HM s výškoměrem

MPE 250K100PM

- oboustranný LCD displej, výška číslice 25 mm
- výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm (váha s výškoměrem)
- 2 kolečka pro snadný transport váhy

MPD 250K100M

- LCD displej, výška číslice 25 mm

výškoměr MSF 200

- pro montáž na vybrané typy vah KERN nebo na stěnu
- odečítání na stupnici s posuvnou skládací záračkou
- pevný hliníkový profil
- rozsah měření: 60–205 cm
- stupnice po 1 mm

-10 %



MPE 250K100HM
s výškoměrem



MPE 250K100PM



MPD 250K100M



výškoměr
MSF 200

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
761-006	osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem	21 600 Kč	19 440 Kč
761-005	osobní váha KERN MPE 250K100PM	20 100 Kč	18 090 Kč
761-004	osobní váha KERN MPD 250K100M	13 700 Kč	12 330 Kč
761-271	výškoměr MSF 200	3 700 Kč	3 330 Kč
761-901	prvotní ověření osobní váhy KERN z výroby	2 300 Kč	2 070 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

oxymetry

Malý, ale šikovný pomocník – Nonin Onyx Vantage 9590

Necítí se Váš pacient dobře? Obtížně dýchá? Nasad'te mu tohoto malého šikulu a brzy bude jasno.

- velmi citlivý oxymetr pro rychlé a přesné měření
- jednoduchý na obsluhu
- měření SpO₂ a TF i při pohybu a nízké perfuzi
- lze použít na všech prstech, včetně palců na rukou i nohou
- pro prsty o tloušťce 8-26 mm (vhodné i pro miminka)
- digitální LED displej, indikace kvality signálu
- návratnost investice po cca 50 vyšetřeních

KÓD VÝKONU:

09125 Pulzní oxymetrie, 89 bodů

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
724-022	Nonin Onyx Vantage 9590, černý	4 990 Kč	4 491 Kč
724-020	Nonin Onyx Vantage 9590, červený	4 990 Kč	4 491 Kč
724-021	Nonin Onyx Vantage 9590, modrý	4 990 Kč	4 491 Kč

Doma je v ordinaci i v obýváku – Nonin PalmSat 2500/A

Od rychlého a přesného monitorování hodnot SpO₂ a TF jsou tu oxymetry NONIN. Model PalmSat změří rozdováděné děti i odpočívající dospělé.

- lehký, spolehlivý, snadno přenositelný
- pro domácí i nemocniční péči
- LED displej pro zobrazení SpO₂ a TF
- automatické zapnutí a vypnutí
- integrované alarmy při překročení limitních hodnot (pouze verze 2500A)
- uložení záznamu do paměti – až 72 hod
- možnost dokoupení vyhodnocovacího programu nVision®
- součástí dodávky je prstový pevný senzor pro dospělé
- provoz na 4 ks alkalické baterie – délka provozu až 80 hod.
- možnost dokoupení senzoru pro děti, na ucho, na čelo, apod.

KÓD VÝKONU:

09125 Pulzní oxymetrie, 89 bodů

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
724-003	Prstový pulzní oxymetr Nonin PalmSat 2500	14 300 Kč	12 870 Kč
724-004	Prstový pulzní oxymetr Nonin PalmSat 2500A	15 150 Kč	13 635 Kč
724-313	SpO ₂ senzor pro děti 8000AP, 1m	4 720 Kč	4 248 Kč
724-321	SpO ₂ senzor flexibilní pro novorozence 8001J, 1m	3 510 Kč	3 159 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

otoskopy, oftalmoskopy

NOVINKA: Vše, co se týká zvuku, najde LuxaScope Auris v uchu

Otoskopy řady LuxaScope Auris si na problémy ucha doslova posvítlí. A tím, že do diagnostiky onemocnění či poruch funkce ucha vnese jasné světlo, přispěje k jejich včasnému řešení.

- **technologie CCT LED s 2× 4 soustřednými LED diodami**, s různou teplotou barvy světla (4x LED 3 000 K - teplé světlo, 4x LED 6 000 K - studené světlo)
- **technologie LED-Ring s 6 soustřednými LED diodami** (6x LED 4 000 K - denní bílá barva)

společné vlastnosti:

- regulace intenzity světla (stmívatelný)
- lupa s 3násobným zvětšením, otočná
- optimalizovaný design hlavy otoskopu, bez omezení zorného pole
- automatické vypnutí po 3 min.
- životnost LED diod cca 100 000 hod.
- 4 barevná provedení (1 - černý, 2 - modrý, 3 - šedý, 9 - bílý)

KÓD VÝKONU:

02250 Otoskopie v ordinaci praktického lékaře, 142 bodů

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
755-00x	Otoskop LuxaScope Auris CCT LED, černý, modrý, šedý, bílý	2-995 Kč	2 696 Kč
755-01x	Otoskop LuxaScope Auris LED, černý, modrý, šedý, bílý	2-290 Kč	2 061 Kč
755-02x	Otoskop LuxaScope Auris LED, Colour Edition	2-290 Kč	2 061 Kč



NOVINKA: oftalmoskop LuxaScope Oculus


Vyšetření očního pozadí praktickým lékařem u sledovaných diabetiků.

- přímý oftalmoskop v kapesní velikosti
- refrakční rovnováha: +20 až -20 dioptrií (± 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20)
- 5 různých štěrbin: Fadenkreuz, velký kruh, malý kruh, půlkruh, zelený filtr
- osvětlení: LED
- lze ztlumit pro individuální jas bez oslnění
- automatické vypnutí po 3 minutách
- životnost LED: cca. 50 000 hod.
- barevná teplota: cca. 4.200 K
- optimalizovaný design hlavy
- elektronický tlačítkový vypínač ON/OFF
- napájení: 2× AAA alkalické baterie
- více barevných provedení (01 - černý, 09 - bílý, 13 - bílo-sv.modrý...)

KÓD VÝKONU:

75121 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (jedno oko), 108 bodů

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
755-6xx	Oftalmoskop LuxaScope Oculus, LED 2,5V	3-690 Kč	3 321 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

přístroje pro pediatrii

NOVINKA: Luxamed Kids collection pro vyšetření dětí

Luxamed pamatuje i na nejmenší pacienty, proto připravil speciální barevnou kolekci drobných vyšetřovacích nástrojů.

Otoskop LuxaScope Auris LED KIDS

- inovativní otoskop v kapesní velikosti
- osvětlení: LED-kroužek s 6 LED (koncentrických), bez optických vláken, zorné pole není omezeno
- bezúdržbové, protože není nutná výměna lampy

Oftalmoskop LuxaScope Oculus LED KIDS

- přímý oftalmoskop v kapesní velikosti
- refrakční rovnováha: +20 až -20 dioptrií ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$)
- 5 různých otvorů: Fadenkreuz, velký kruh, malý kruh, půlkruh, zelený filtr
- osvětlení: LED

Diagnostická svítilna KIDS s LED diodou

- vysoce kvalitní ABS plastové pouzdro
- životnost LED 100.000 hod
- svítivost 18.000 – 22.000 mcd
- barevná teplota: cca. 7.000 K
- provozní napětí 3,0 V
- včetně 2 baterií AAA

-10 %

Dermatoskop LuxaScope LED KIDS

- inovativní dermatoskop v kapesní velikosti
- osvětlení: LED-Ring se 6 LED diodami v soustředné struktuře pro vysoce detailní obraz, homogenní světlo
- bezúdržbové, protože není nutná výměna lampy
- odnímatelná kontaktní deska pro snadné čištění
- oblast plynulého zoomu se zvětšením 10x pro obraz bez zkreslení

Reflexní kladívko Buck KIDS

- reflexní kladívko z hliníku
- optimální rozložení hmotnosti
- s neurologickým sensorovým hrotem
- délka: 180 mm
- hmotnost: 90 g



Otoskop LuxaScope Auris LED KIDS



Oftalmoskop LuxaScope Oculus LED KIDS



Diagnostická svítilna KIDS s LED diodou



Dermatoskop LuxaScope LED KIDS



Reflexní kladívko Buck KIDS

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
755-411	Otoskop LuxaScope Auris KIDS, LED	2 290 Kč	2 061 Kč
755-421	Oftalmoskop LuxaScope Oculus KIDS, LED	3 690 Kč	3 321 Kč
755-431	Dermatoskop LuxaScope LED se stupnicí KIDS, LED	5 990 Kč	5 391 Kč
755-441	Diagnostická svítilna KIDS, LED	390 Kč	351 Kč
755-451	Reflexní kladívko Buck KIDS, hliníkové	790 Kč	711 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 16. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

BESTSELLER:

Přemýšlíte, kam zaparkujete Váš mobilní ultrazvuk?

Pojízdný stojan s plastovým zásobníkem a držákem pro uchycení tabletů používaných ve zdravotnictví. Speciální držák umožňuje snadné nastavení tabletu v režimu na šířku či na výšku pro optimální pohodlí při sledování.

- uzamykatelný polohovatelný držák tabletu 9"-11" (ev. 11"-13")
- víceúčelový plastový zásobník pro umístění potřebného příslušenství
- stabilní základna vyrobená z kvalitních materiálů (rozměr 20" s 5 kolečky)
- 2 kolečka opatřena brzdou
- měkká kolečka pro snadnou a rychlou manipulaci
- snadno nastavitelná výška stojanu

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
764-106	Pojízdný stojan IMS-CQ01, držák tabletu/iPadu	17 500 Kč	15 750 Kč
764-151	Pojízdný stojan IMS-CQ02, velký držák tabletu/iPadu	18 900 Kč	17 010 Kč

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz
blog.compek.cz

pobočka Plzeň:

mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:

mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:

mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz



www.compek.cz

