



Při objednávce do **20. 12. 2020**  
**ZDARMA**\*) získáte:  
**aneroidní tonometr boso KII.**



...i v době Covidu instalujeme, školíme a servisujeme!

spouštíme NOVÝ e-shop: [www.compek.cz](http://www.compek.cz)

# měření kotníkových tlaků

## boso ABI-systém 100

- jednoduché, spolehlivé a přesné zjištění indexu kotník/paže (ABI - ankle brachial index)
- současné měření krevního tlaku **na všech 4 končetinách**
- **stanovení rozdílu** hodnot krevního tlaku **mezi pravou a levou paží**
- **měření rychlosti pulzové vlny (PWV)** – volitelné
- **klinicky ověřen** (studie CZECH ABI Project)
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími
- společný program **ProfilManager XD** pro ABPM, ABI a domácí měření TK
  
- kód výkonu **12024** je založen na tomto přístroji



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
769-001	boso ABI-systém 100	66 900 Kč	<b>60 210 Kč</b>
769-002	boso ABI-systém 100 + PWV	99 900 Kč	<b>89 910 Kč</b>
764-002	Přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV	20 900 Kč	<b>19 900 Kč</b>

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.

# ambulantní monitor TK (ABPM)

## boso TM-2430

- **24-48 hodinové** monitorování krevního tlaku
- přesnost měření dle standardů **BHS A/A, AAMI**
- výtisk zprávy **na jednu stranu A4**
- až 3 velikosti manžet
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími
- společný program **ProfilManager XD** pro ABPM, ABI a domácí měření TK
  
- přístroj plně vyhovuje kódu výkonu **17129**



### NÁŠ TIP:

Vyžádejte si ekonomickou  
rozhahu návratnosti investice  
do přístroje.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
737-001	boso TM-2430, ABPM systém	<del>42 900 Kč</del>	<b>38 610 Kč</b>
737-102	Manžeta, silná paže, 32-45cm	<del>3 200 Kč</del>	<b>2 880 Kč</b>

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.

# klidové PC-EKG

## custo cardio 300

- 12-kanálová jednotka pro klidové a zátěžové EKG
- **vysoká vzorkovací frekvence** až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru
- flexibilní komunikace s PC / tablety (**USB, Bluetooth, WiFi**)
- tlačítko **Start / Stop**
- **TRUE WAVE®** filtry EKG signálu
- indikace kvality EKG signálu přímo na jednotce
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedical a dalšími
- až **10 hod.** provozu z baterie
- nízká hmotnost přístroje



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
863-041	Klidové PC-EKG custo cardio 300 USB	44 400 Kč	<b>39 960 Kč</b>
863-042	Klidové PC-EKG custo cardio 300 Bluetooth	50 900 Kč	<b>45 810 Kč</b>

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.

# průměrované měření TK

## SunTech® CT40™

- automatický měřič TK s přesností měření **BHS A/A**
  - klinické měření TK technologií **Clinical-grade Advantage™**
  - vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot (1-5 měření tlaku v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.)
  - automatické oscilometrické měření TK
  - manuální auskultační měření TK technologií **Manual SphygMode™**
  - možnost 6 velikostí manžet
- možnost **rozšíření o teploměr**
  - kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000
  - bezkontaktní IR teploměr
- možnost **rozšíření o měření SpO<sub>2</sub>**
  - saturační čidlo Nellcor®
  - saturační čidlo Masimo SET®
- možnost umístění na pojízdný vozík
- možnost komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, PC DOKTOR a dalšími



akční  
cena



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
825-501	Měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet	20-500-Kč	<b>18 450 Kč</b>
825-522	Nellcor SpO <sub>2</sub> , přídatný modul	8-350-Kč	<b>7 515 Kč</b>
825-524	Bezkontaktní IR teploměr, přídatný modul	10-800-Kč	<b>9 720 Kč</b>
764-101	Pojízdný stojan pro SunTech® CT40™	10-800-Kč	<b>9 720 Kč</b>

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.

## Uscom SpiroSonic FLO

- **ultrazvukový princip** snímání s vysokou přesností měření
  - vhodné pro screening astma a CHOPN
  - propojení s PC a vyhodnocovacím SW SpiroReporter
  - automatická a rychlá kalibrace před každým měřením
  - hodnocení kvality měření dle **kritérií ATS a ERS**
  - grafické a numerické **porovnání s náležitými hodnotami**
  - snadné a rychlé provedení dezinfekce
  - komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími
- přístroj plně vyhovuje kódům výkonů **25211, 25213**



**akční  
cena**

### NÁŠ TIP:

Jednorázový antibakteriální a antivirový eliptický náústek pro bezpečné a rychlé provedení spirometrie.  
Cena od **20 Kč** vč. DPH.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
701-003	Uscom SpiroSonic FLO	32-200 Kč	<b>28 980 Kč</b>

# osobní váhy a výškoměry


## osobní váha KERN MPD 250K100M

- možnost objednání prvotního ověření z výroby (nálepka M)
- schváleno jako zdravotnický prostředek podle směrnice 93/42/EHS
- profesionální osobní nášlapná váha - spuštění pouhým poklepnutím
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- velký podsvícený LCD displej, výška číslice 25 mm
- velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem



## osobní váha KERN MPE s výškoměrem

- možnost objednání prvotního ověření z výroby (nálepka M)
- schváleno jako zdravotnický prostředek podle směrnice 93/42/EHS
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- druhý displej na zadní straně sloupce
- výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm
- velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem
- dvě kolečka pro snadný transport váhy
- funkce: BMI, HOLD, potlačení vibrací během vážení, matka+dítě



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
761-006	Osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem	15 400 Kč	14 200 Kč
761-004	Osobní váha KERN MPD 250K100M	9 700 Kč	8 900 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.

# oxymetry, tonometry

## oxymetr PC-60B1 Cobalt

- oxymetr s větší odolností proti nárazu
- ovládání jedním tlačítkem
- dvoubarevný OLED displej
- zobrazení SpO<sub>2</sub>, TF a PI
- orientace displeje ve 4 směrech
- automatické zapnutí a vypnutí
- alarm při překročení limitní hodnoty SpO<sub>2</sub> a TF
- doba nepřetržitého provozu (až 30 hod.)



## tonometr boso Mercurius E

- auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
- moderní technologie šetrná k životnímu prostředí
- standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm
- zobrazení tepové frekvence
- široká škála manžet (od dětských po extra velké)



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
725-301	Prstový pulzní oxymetr PC-60B1, tm.modrý	2 100 Kč	1 890 Kč
740-301N	Tonometr boso Mercurius E	3 890 Kč	3 500 Kč

Dodavatel: **COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.**, Dlouhá 615, 506 01 Jičín

Uvedené ceny jsou **vč. DPH 21 %** a jsou platné do **20. 12. 2020** nebo do vyprodání zásob.

<sup>\*)</sup> Dárek zdarma se nevztahuje na položky se slevou 10 %.

