



COMPEK
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

Platnost do 31. 5. 2022

**AKČNÍ
NABÍDKA**



30. VÝROČNÍ SJEZD ČKS

8.–10. května 2022

Výstaviště Brno

Těšíme se na Vás u našeho stánku!

Ukážeme Vám naše produkty, upozorníme na akce a odpovíme na všechny Vaše dotazy.



holtery EKG

Samba v rytmu srdce: s kabely (ECG Time) i bez nich (ECG Time S)

Moderní EKG holtery jsou malé, přesné, šikovné, snadno ovladatelné a dnes už dokonce i úplně bez drátů. Zkrátka pokrok, který ocení nejen lékař, ale i jeho pacienti. Tak v jakém rytmu tančí Vaše srdce?

ECG Time

- malý a lehký holterovský záznamník
- záznam **3 kanálů EKG** s 5žilovým kabelem
- 1–3denní EKG záznam (ukládání dat na SD kartu)
- **detekce kardiostimulátoru**
- snadné a intuitivní ovládání
- napájení **jednou baterií AAA**
- hmotnost jen **40 g**



ECG Time S

- malý a lehký holterovský bezkabelový záznamník
- záznam **3 kanálů EKG**
- uložení **až 60denního záznamu** do interní paměti (při pravidelné výměně baterie a elektrod)
- délka záznamu na **jednu baterii AAAA až 9 dní**
- komunikace přes Bluetooth
- hmotnost jen **30 g**



ECG Time

-10 %



ECG Time S



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!



Kompatibilita záznamníků od verze **PADSY 7.5 g**:
vyžádejte si cenovou nabídku za update PADSY.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
800-120	záznamník ECG Time pro PADS-Y-Holter	66 400 Kč	59 760 Kč
800-121	záznamník ECG Time S pro PADS-Y-Holter	72 400 Kč	65 160 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

holtery EKG

Custo flash 510 a custo guard holter – synonymum pro variabilitu a všestrannost

Odolné proti otřesům i vodě, detekující polohu pacienta, detekující kardiostimulátor, nabízející vícedenní záznam a kabelové i bezkabelové provedení. Takovouto všestranností disponují holtery EKG custo flash a custo guard holter.

custo flash 510

- 3kanálový EKG záznam
- detekce fibrilace síní
- vícedenní záznam – až 7 dní
- pacientské tlačítko pro značku
- efektivní a spolehlivá analýza záznamu

-10 %




custo flash 510

custo guard holter

- 3kanálový pacientský záznamník
- miniaturní kabelové/bezkabelové provedení
- hmotnost jen 30 g
- krátký nabíjecí čas
- kontrola kvality záznamu na monitoru
- detekce kardiostimulátoru
- vysoká voděodolnost – IP65
- možnost několikátýdenního záznamu



custo guard holter



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplátí se!



Ověřte si kompatibilitu záznamníků
s vaší verzí softwaru **custo diagnostic**.

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
866-102	záznamník custo flash 510	60 500 Kč	54 450 Kč
866-106	záznamník custo guard holter	72 400 Kč	65 160 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

klidové a zátěžové EKG

I po zátěži se hodíte do klidu s EKG PADS-Y-ECG

Disponuje-li ordinace klidovým i zátěžovým EKG, má vyhráno. Ať už totiž pacient čeká v klidu čekárny, nebo doběhne jen tak tak po viditelné zátěži, je pro něj připraveno profesionální EKG.

- 12kanálové počítačové klidové a zátěžové EKG
- propojení s PC přes **USB** nebo **Bluetooth**
- vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz
- detekce kardiostimulačních impulsů
- **automatické rozměření intervalů**
- porovnání 2 libovolných EKG křivek
- **automatická slovní interpretace** (volitelné):
 - ovládání bicyklových ergometrů i běhacích pásů
 - zátěžové protokoly definovatelné ve W i W/kg
 - detekce arytmií a extrasystol
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími



custo cardio 300 / 300 BT

-10 %



ECG-Top / ECG-Top BT



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
810-033	klidové PC-EKG PADS-Y-ECG (ECG Top)	44 400 Kč	39 960 Kč
810-040	klidové PC-EKG PADS-Y-ECG (ECG-Top BT)	59 400 Kč	53 460 Kč
863-041	klidové PC-EKG custo cardio 300 USB	44 400 Kč	39 960 Kč
863-042	klidové PC-EKG custo cardio 300 Bluetooth	50 900 Kč	45 810 Kč
810-232	ergometrie PADS-Y Ergo ER (ECG-Top)	83 500 Kč	75 150 Kč
863-043	ergometrie custo cardio stress 300 USB	80 900 Kč	72 810 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spiroergometrie

Do akce i do ordinace – profesionální spiroergometrie **Cortex**

Díky přístrojům Cortex vytvoříme laboratoř funkční diagnostiky dle Vašich požadavků a dispozic. Zátěžové testy získávají i díky vzdálenému přenosu dat nový, nejen sportovní rozměr.

Cortex MetaMax® 3B

- mobilní analyzátor dýchacích plynů
- spiroergometrie **bez limitů**
- provoz na jednu baterii **až 6 hodin**, snadná výměna baterií
- ukládání dat do přístroje nebo počítače
- Bluetooth technologie umožňuje on-line přenos dat z / do přístroje na **vzdálenost až 1 km**
- hmotnost přístroje pouhých **580 g** bez baterie
- GPS modul, oxymetrie
- 3 nebo 12kanálové EKG custo
- kompatibilní s EKG přístroji **custo cardio** a dalšími
- možnost provádět CPET test přímo v bazénu při plavání lze použít jako stacionární přístroj pro měření v laboratoři



MetaMax

Cortex MetaLyzér® 3B

- **stacionární**, ale přenosný systém pro kompletní kardiopulmonální zátěžové (CPET) testy
- kompletní analýza plic, srdce a metabolismu v klidu i při zátěži
- **revoluční možnosti** testování díky rozhraní Bluetooth SMART
- kompatibilita s většinou dostupných **běhacích pásů** a **ergometrů**
- **jednoduchá a rychlá kalibrace**
- analýza dechových plynů metodou **breath-by-breath**
- měření srdeční frekvence pomocí hrudního pásu, 3 nebo 12kanálového EKG
- měkké anatomické masky v 5 velikostech



MetaLyzér



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
823-011	Cortex MetaMax 3B, komplet	-	na vyžádání
823-002	Cortex MetaLyzér 3B, komplet	-	na vyžádání



bicyklové ergometry

Až na vrcholky hor s bicyklovými ergometry **ergoline ergoselect**

Není to Tour de France ani singltrek v Novém Městě pod Smrkem, ale i jízda na bicyklovém ergometru v ordinaci může přinést zajímavé výsledky a pomoci tak se zdravím pacientů.

ergoselect 100, 200

- stabilní a robustní konstrukce
- rozsah zátěže 6–1 000 W
- hmotnost pacienta do 160 kg, u ergoselect 200 až do 200 kg
- nastavitelná výška sedla – ergoselect 100 mechanicky, ergoselect 200 elektricky
- nastavitelné natočení řídítek (360°) – ergoselect 200 výška i úhel otočení
- USB i sériové (RS-232) rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG
- možnost rozšíření: automatické měření tlaku a SpO₂

ergoselect 4, 5

- prostor pro pohodlné nastupování
- rozsah zátěže 6–1 000 W
- hmotnost pacienta do 160 kg (lze navýšit až na 200 kg)
- mechanicky či elektricky nastavitelná výška sedla
- nastavitelná řídítka (výška i úhel otočení 360°)
- USB i sériové (RS-232) rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG
- možnost rozšíření: automatické měření tlaku a SpO₂

-10 %



ergoselect 200P



ergoselect 5M

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
706-010	ergometr ergoline ergoselect 100P	106 900 Kč	96 210 Kč
706-020	ergometr ergoline ergoselect 200P	122 300 Kč	110 070 Kč
706-210	ergometr ergoline ergoselect 4M	109 400 Kč	98 460 Kč
706-220	ergometr ergoline ergoselect 5M	115 500 Kč	103 950 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

běžací pásy

Že Vám cesta neutíká? To je u běžacích pásů Lode v pořádku

Předzvěstí procházek a výběhů na čerstvém vzduchu je zvládnout pohyb na běžacím pásu. Spolehlivé, robustní a moderní pásy s možností náklonu nabízí společnost Lode.

Valiant 2 CPET

- rozsah rychlosti pásu 0,5–20 km/h
- hmotnost pacienta do 225 kg
- nízká nástupní výška, bezpečnostní prvek pro nouzové vypnutí
- rozměr pásu: 50 × 150 cm, provedení XL: 60 × 170 cm
- nastavení sklonu: 0–25 %, provedení XL: 0–25 %

Valiant 2 Rehab

- nízká nástupní výška činí pás vhodný pro všechny probandy
- plynulá akcelerace 0–0,1 km/h
- maximální rychlost pásu až 12 km/h
- rozměr pásu 150 × 50 cm, provedení XL 170 × 60 cm
- sklon pásu 0–25 %
- řídicí jednotka s dotykovým 7" displejem

Valiant 2 Sport

- rozsah rychlosti pásu 1–25 km/h
- hladký rozběh z 0 km/h
- hmotnost pacienta do 225 kg
- nízká nástupní výška
- bezpečnostní prvek pro nouzové vypnutí pásu
- rozměr pásu: 70 × 190 cm, provedení XL 80 × 200 cm
- nastavení sklonu: 0–25 %, provedení XL 0–25 %



Valiant 2 CPET



Valiant 2 Rehab
vč. výškově nastavitelného zábradlí



Valiant 2 Sport
vč. zábradlí, zadržného systému, ...

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
707-201	běžací pás Lode Valiant 2 CPET	-	na vyžádání
707-211	běžací pás Lode Valiant 2 Rehab	-	na vyžádání
707-221	běžací pás Lode Valiant 2 Sport	-	na vyžádání



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

podtlakové EKG elektrody

Jemně, ale fest – tak na hrudi drží podtlakové elektrody Strässle DT80

Podtlakové EKG elektrody si poradí i s chlupatou hrudí a vykouzlí perfektní EKG křivku. A navíc se s nimi skvěle pracuje. Kdo vyzkoušel, již nechce jinak.

- podtlaková pumpa s filtrem řízená mikro počítačem
- **4stupňová** úroveň sání s indikací pomocí LED diod
- snadné ovládání i údržba (zpětný chod pro vysušení elektrod)
- několik variant vícekloubových a teleskopických ramen,
- **4 různé typy uchycení**
- integrovaná defibrilační ochrana
- úroveň podtlaku 60–200 mbar (DT80)

-10 %

možnosti provedení

- flexibilní rameno B, teleskopické rameno T
- s přístrojovým vozíkem, na stůl, k uchycení na zeď, pojízdné



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- možnost výhodného daňového odpisu

Benefity pro pacienta:

- maximální komfort i kvalita vyšetření
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
772-062	DT80B plus, pojízdný	73 300 Kč	65 970 Kč
772-060	DT80B, stolní	64 700 Kč	58 230 Kč
772-061	DT80B, s uchycením na zeď (772-420)	66 100 Kč	59 490 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

přístrojové vozíky

Přátelé – vždyť pořádek dělá přátele...

Vše na jednom místě, bez shluhu trčících kabelů, snadná manipulace, převoz, vozík přizpůsoben vybranému přístroji – a to vše dle Vašich individuálních potřeb a přání.

přístrojové vozíky ergocar

- výška rámu 119 cm
- šuplík s madlem a podložkou pro myš
- police
- police pro tiskárnu
- držák VESA 75/100 pro jeden monitor
- 4 dvojitá kolečka, 2 bržděná
- 6násobná zásuvka v rámu s centrálním vypínačem
- oddělovací transformátor 4 A (možnost)
- široká škála příslušenství

-10 %

přístrojové vozíky ECM/EC

- stabilní základna 48 × 58 cm
- 4 dvojitá kolečka, 2 bržděná
- výška rámu 81 cm (ECM) nebo 121 cm (EC)
- velká variabilita dle potřeb zákazníka:
 - medišína
 - infúzní stojan
 - rameno pro EKG kabel
 - držák tabletu
 - napájecí modul
 - VESA držák na LCD monitor



přístrojový vozík ECM



přístrojový vozík EC



přístrojový vozík ergocar

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
764-003	ECM-003	23 500 Kč	21 150 Kč
764-025	EC-005	26 900 Kč	24 210 Kč
763-623	ergocar PC 3	43 900 Kč	39 510 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

ambulantní monitory krevního tlaku

Monitor krevního tlaku? **PADSY-RR Scanlight** – zde!

Ambulantní monitor krevního tlaku je přístroj, který se v ambulancích a nemocnicích nezastaví. PADSY-RR s patientským záznamníkem Scanlight III si získal svou oblibu díky přesnosti, jednoduché obsluze a rychlému vyhodnocení.

- 24–48hodinové monitorování krevního tlaku
- oscilometrická metoda měření
- **přesnost měření dle standardů BHS A/A**
- velmi tichý patientský záznamník, 5 velikostí manžet
- výtisk zprávy na jednu stranu A4
- automatický tisk patientského deníku
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími



-10 %

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
805-003	AMTK PADSY-RR (Scanlight), vč. sw	49 900 Kč	44 910 Kč
805-102	záznamník Scanlight III, komplet	46 900 Kč	42 210 Kč



Premiant mezi monitory krevního tlaku – **custo screen 300**

Proč premiant? Protože ambulantní monitor krevního tlaku custo screen 300 splňuje jako první na evropském trhu nejnovější a nejpřísnější požadavky Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH IP2010 protocol).

- až 72 hodin monitorování krevního tlaku
- oscilometrická metoda měření
- přesnost přístroje ověřena dle protokolu **ESH IP2010**
- velmi tichý patientský záznamník
- 4 velikosti manžet
- výtisk zprávy na jednu stranu A4
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími



-10 %

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
869-001	AMTK custo screen 300, vč. sw	44 400 Kč	39 960 Kč
869-101	záznamník custo screen 300, komplet	40 300 Kč	36 270 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

diagnostická stanice

Vlajková loď měření tlaku – SunTech® CT40

Že má Váš AMTK směnu u jiného pacienta? Nevadí, tento pomocník dokáže naměřit hodnoty, které dle studie odpovídají hodnotám z AMTK (v denní fázi).

- **automatický měřič TK s přesností měření BHS A/A**
 - klinické měření TK technologií Clinical-grade Advantage™
 - **vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot** (1-5 měření tlaku)
- v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.)
 - možnost vynechat z výsledku 1. měření (možná nervozita pacienta)
 - automatické oscilometrické měření TK
 - manuální auskultační měření TK technologií Manual SphygMode™
 - 6 velikostí manžet
- možnost rozšíření o **teploměr**
 - kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000
 - bezkontaktní IR teploměr
- možnost rozšíření o měření **SpO₂**
 - saturační čidlo Nellcor®
 - saturační čidlo Masimo SET®
- možnost umístění na pojízdný stojan
- komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, PC DOKTOR a dalšími

-20 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
825-501	měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet	20 500 Kč	16 400 Kč
825-522	Nellcor SpO ₂ , přídatný modul (sleva 10 %)	8 350 Kč	7 515 Kč
825-524	bezkontaktní IR teploměr, přídatný modul (sleva 10 %)	10 800 Kč	9 720 Kč
764-101	pojízdný stojan pro SunTech® CT40™ (sleva 10 %)	11 900 Kč	10 710 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

osobní váhy a výškoměry

Hezky po jednom, na váhu – osobní váhy KERN

Ordinace bez váhy, to je dokonalý příklad oxymóronu. Nepostradatelný přístroj, který s nulovou mírou solidarity ukáže přesnou hmotnost každého pacienta.

- zdravotnické prostředky podle směrnice 93/42/EHS
- možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s „M“)
- **třída přesnosti III**
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem
- síťový adaptér (externí) součástí balení

MPE 250K100HM s výškoměrem MPE 250K100PM

- oboustranný LCD displej, výška číslice 25 mm
- výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm (váha s výškoměrem)
- 2 kolečka pro snadný transport váhy

MPD 250K100M

- LCD displej, výška číslice 25 mm

výškoměr MSF 200

- pro montáž na vybrané typy vah KERN nebo na stěnu
- odečítání na stupnici s posuvnou skládací zarážkou
- pevný hliníkový profil
- rozsah měření: 60–205 cm
- stupnice po 1 mm

-10 %



MPE 250K100HM
s výškoměrem



MPE 250K100PM



MPD 250K100M



výškoměr
MSF 200

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
761-006	osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem	18 200 Kč	16 380 Kč
761-005	osobní váha KERN MPE 250K100PM	16 900 Kč	15 210 Kč
761-004	osobní váha KERN MPD 250K100M	10 900 Kč	9 810 Kč
761-271	výškoměr MSF 200	3 200 Kč	2 880 Kč
761-901	prvotní ověření osobní váhy KERN z výroby	2 300 Kč	2 070 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

osobní váhy a výškoměry

Výška, váha i BMI – osobní váhy SECA mají smysl pro detail

Pro přesnou analýzu hmotnosti, výšky a BMI se stačí svěřit osobní váze SECA. Její digitální výškoměr (stadiometr) a řada senzorů zajistí ty nejpřesnější údaje.

Seca 285 - výška a váha v jediném kroku

- Frankfurt Line pro přesné polohování hlavy
- automatický výpočet BMI
- dva displeje pro zobrazení naměřených hodnot
- váživost do 300 kg
- měření výšky od 30-220 cm

Seca 287 - ultrazvuková měřicí stanice

- plně automatizované měření hmotnosti, výšky a BMI
- tři páry senzorů pro nejpřesnější výsledky
- vyhodnocovací algoritmus s nejvyšší přesností měření výšky
- váživost do 300 kg
- měření výšky od 60-210 cm

-10%



Seca 285



Seca 287



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
760-224	váha SECA 285, s metrem	59 900 Kč	53 910 Kč
760-227	váha SECA 287, s ultrazvukovým měřením výšky	69 900 Kč	62 910 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

pletysmografie

U auta také měříme tlak všech 4 pneumatik – AngE ABI+

Jsou případy, kdy změřit jeden z tlaků zkrátka nestačí. Například pokud jde o včasný záchyt pacientů s ICHDK. Pokud ale vsadíte na AngE ABI+, pod jeho čidly žádný tlak neunikne.

- měření ABI, TBI, palcových tlaků, PWI, PWV a další
- simultánní měření ABI na 4 končetinách během 3 minut
- měření TBI pomocí 2 optických PPG sond včetně měření teploty
- arteriální měření na prstech a palcích (option)
- žilní měření - žilní svalová pumpa, žilní kapacita (option)

-10 %



AngE Pro 4

4kanálová simultánní oscilografická pletysmografie



AngE Phlebo

2kanálový fotopletysmograf



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
845-001	AngE Pro 4 (ABI)	141 900 Kč	127 710 Kč
	AngE ABI+ (ABI/TBI)	188 800 Kč	169 920 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

Klíiiiiiiiiiiiiiiiiid!

Místo rámusu a hádek, v čekárně pořádek?
 Dopřejte si klid spořádaných pacientů,
 které za Vás přijme elektronický systém NEKLEPAT CZ.



Elektronická fronta
DISPLEJ



Elektronická fronta
BASIC



Vyvolávací systém
LITE



Vyvolávací systém
PRINT

Propojeno s námi dodávanými ambulantními programy:



a dalšími...

Ukázky realizací v různých barevných variantách:



BESTSELLER: retro styl v podání boso Mercurius E

Designové retro, měřící moderna a díky vynechání rtuti šetrnost k naší planetě.
To vše v digitálním, polohovatelném provedení.

- auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
- moderní technologie šetrná k životnímu prostředí
- standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm
- zobrazení tepové frekvence
- široká škála manžet (od dětských po extra velké)

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-301N	tonometr boso Mercurius E	3 990 Kč	3 591 Kč

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz
blog.compek.cz



pobočka Plzeň:

mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:

mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:

mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

www.compek.cz

