

AKČNÍ NABÍDKA



XVI. JARNÍ INTERAKTIVNÍ KONFERENCE SVL ČLS JEP

13.–15. května 2022

Top hotel Praha

Těšíme se na Vás u našeho stánku!

Ukážeme Vám naše produkty, upozorníme
na akce a odpovíme na všechny Vaše dotazy.



měření kotníkových tlaků

Pracuje i pod tlakem. A ne jen jedním – boso ABI-systém 100

Poskytněte svým pacientům přímou cestu za správnou diagnózou.
S boso ABI-systém 100 zjistí Vaše zdravotní sestra problém za jednu minutu.

- včasná diagnostika pacientů s ICHDK
- jednoduché, spolehlivé a rychlé zjištění indexu kotník/paže (ABI - ankle brachial index)
- současné měření na všech 4 končetinách včetně stanovení poměru mezi P a L paží
- měření rychlosti pulzové vlny (PWV) – volitelné
- komunikace s většinou běžných ambulantních SW
- společný program ProfilManager XD pro AMTK, ABI a domácí měření TK

• kódu výkonu:

12024 Měření ABI (indexu kotník-paže) na 4 končetinách oscilometrickou metodou

Lepší zdravotní
poměry?

Začneme
s poměrem tlaku
na dolních a horních
končetinách.

-10 %



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- zvýšení prestiže ordinace
- úspory na vyžádané péči
- **135 bodů** za vyšetření (1 x ročně)

Benefity pro pacienta:

- bezbolestné a velmi rychlé vyšetření
- odhalení ischémie dolních končetin
- stranový rozdíl TK na pažích



Návratnost pořízení boso ABI-systém 100 je v řádu **stovek vyšetření**. Vyžádejte si od nás rozvahu návratnosti přístroje.



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
769-001	boso ABI-systém 100	66 900 Kč	60 210 Kč
769-002	boso ABI-systém 100 + PWV	99 900 Kč	89 910 Kč
764-003	přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV	23 500 Kč	21 150 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

ambulantní monitor TK (AMTK)

NOVINKA: tlakový holter boso TM-2450

Poradí si se syndromem bílého pláště, s maskovanou hypertenzí i objemnou paží pacienta. Rozumí si s ambulantními programy a investice do něj se Vám brzy vrátí.

Dopřejte Vaším pacientům komfort a mějte o jejich krevním tlaku dokonalý přehled

- **4 velikosti manžet, velikosti M a L v ceně kompletu**
- detekuje arytmií (např. fibrilaci síní), zobrazuje tlakovou křivku
- disponuje pohybovým a teplotním senzorem (informace o vlivu okolí na naměřené hodnoty)
- komfort pacienta díky hmotnosti pouhých 135 g

• kódu výkonu:

17129 Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku

-10 %

V moderní ordinaci
by neměla chybět
**základní diagnostika
hypertoniků** v podobě
ambulantního
monitoru TK
boso TM-2450.



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha, přesné měření
- rychlé a přehledné vyhodnocení naměřených hodnot
- kompletní seznam: www.tlakovy-holter.cz
- **381 bodů** za vyšetření (2× ročně u PL)

Benefity pro pacienta:

- menší, lehčí a tišší záznamník
- kvalitní pouzdro pro pohodlné nošení
- jistota v otázce zdravotního stavu



Investice do boso TM-2450 je rentabilní už po **1 roce**.
Vyžádejte si od nás rozvahu návratnosti přístroje.



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!



Obj. č.:

Název

Původní cena

Akční cena

737-005

boso TM-2450 (v ceně 2 manžety)

42 900 Kč

38 610 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spirometry

Dýchejte, prosím – USCOM SpiroSonic FLO

Alergik, astmatik, pacient po covidu i s CHOPN. Ti všichni ocení ultrazvukovou přesnost měření spirometru a 99,9999% ochranu před viry a bakteriemi.

- počítačový USB spirometr
- ultrazvukový princip měření (žádné mechanické části)
- **screening astma, CHOPN a rakoviny plic**
- propojení s PC a vyhodnocovacím SW SpiroReporter
- automatická a rychlá kalibrace před každým měřením
- **snadné a rychlé provedení dezinfekce**

• kód výkonu:

25211 Screening (orientační spirometrie)



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- od 1. 1. 2022 revize kódu 25211
- **nově 150 bodů** (původně 41 bodů)
- možnost vyšetření i v době covidu

Benefity pro pacienta:

- jistota bezpečnosti díky antibakteriálním filtrům
- prevence plicních onemocnění



NÁŠ TIP:

- Jednorázový **antibakteriální** a **antivirový** eliptický náustek pro bezpečné a rychlé provedení spirometrie.
- Účinnost filtrace bakterií / virů **99,9999 %**.
- **Ověřeno Nelson Laboratories** v Salt Lake City, USA.



Pojďte s dobou
a neodkládejte
spirometrické
vyšetření
kvůli pandemii
COVID-19!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
701-003	Uscom SpiroSonic FLO	32 200 Kč	28 980 Kč
787-101	antibakteriální filtr, eliptický náustek (1-200 ks)	29 Kč	26,10 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

analyzátory CO

NOVINKA:

Kvantitativní stanovení CO se Smokerlyzer Micro+ a piCO

Smokerlyzer® je ruční měřič CO – obsahu oxidu uhelnatého ve vydechaném vzduchu. Je vhodný jak pro použití praktickým lékařem pro screening, tak i pro použití pacientem při odvykací terapii.

Základní charakteristika (piCO a Micro+):

- malý ruční měřič CO (oxidu uhelnatého) ve vydechaném vzduchu
- měření **ppm CO** v dechu a **%COHb** v krvi
- barevný dotykový LCD displej pro **současné zobrazení** všech naměřených hodnot
- jednoduché ovládání a zobrazování výsledků
- velká přesnost, nízká citlivost na vodík
- **jednostranný filtr**, jednorázové náústky
- rozsah měření koncentrace 0–150 ppm

Micro+™ (rozšiřující funkce):

- zobrazení i **%FCOHb** v plodu u těhotných žen
- vnitřní **paměť na 150 měření** s datem a časem
- rozšířený rozsah měření koncentrace **0–500 ppm**
- přístroj umožňuje vytvořit profily jednotlivých klientů
- softwarová aplikace pro práci s výsledky

kód výkonu:

25224 Kvantitativní stanovení oxidu uhelnatého (CO) ve vydechaném vzduchu

-10 %

Smokerlyzer najde uplatnění i v klinickém výzkumu, při odvykání kouření nebo při monitorování žen v těhotenství.



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- od 1. 1. 2022 nový výkon 25224
- **163 bodů** za vyšetření (4x ročně)
- sdílený výkon pneumologie a VPL

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
788-001	Smokerlyzer piCO, dechový CO analyzátor	11 990 Kč	10 791 Kč
788-011	Smokerlyzer Micro+, profesionální dechový CO analyzátor	15 990 Kč	14 391 Kč
788-281	Sada spotřebního materiálu pro Smokerlyzer	2 720 Kč	



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

klidové počítačové EKG

PADSY-ECG – „teploměr“ na srdce do Vaší ordinace

V žádné lékárnice by neměl chybět teploměr, v žádné ordinaci klidové EKG.

- 12kanálové počítačové EKG
 - propojení s PC přes **USB** (ECG Top, ECG Top D) nebo **Bluetooth** (ECG Top BT)
 - vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz
 - detekce kardiostimulačních impulsů
 - délka záznamu 10–180 sekund
 - detekce a zobrazení odpadlých elektrod
 - **automatické rozměření intervalů**
 - porovnání 2 libovolných EKG křivek
 - **automatická slovní interpretace HES** (volitelné)
 - komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími
- kódu výkonu:
09127 EKG vyšetření

Díky EKG
už praktici nemusí
nechávat lékařskou
práci **na specialistech.**

**Buďte lékaři,
ne dispečeri!**



-10 %



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- přímá lékařská činnost místo distribuce ke specialistům
- jednoduché základní vyšetření pro většinu pacientů

Benefity pro pacienta:

- bezbolestné a rychlé vyšetření u svého PL
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
810-033	klidové PC-ECG PADSY-EKG (ECG Top)	44 400 Kč	39 960 Kč
863-041	klidové PC-EKG custo cardio 300 USB	44 400 Kč	39 960 Kč
863-042	klidové PC-EKG custo cardio 300 Bluetooth	50 900 Kč	45 810 Kč
712-007	elektroda EKG hrudní Ag/AgCl s balonkem	290 Kč	261 Kč
712-056	elektrody EKG končetinové AgCl, sada 4 ks	1 690 Kč	1 521 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

podtlakové EKG elektrody

Jemně ale fest – tak na hrudi drží podtlakové elektrody **Strässle DT80**

Podtlakové EKG elektrody si poradí i s chlupatou hrudí a vykouzlí perfektní EKG křivku. A navíc se s nimi skvěle pracuje. Kdo vyzkoušel, již nechce jinak.

- podtlaková pumpa s filtrem řízená mikro počítačem
- **4stupňová** úroveň sání s indikací pomocí LED diod
- snadné ovládání i údržba (zpětný chod pro vysušení elektrod)
- několik variant vícekloubových a teleskopických ramen,
- **4 různé typy uchycení**
- integrovaná defibrilační ochrana
- úroveň podtlaku 60–200 mbar (DT80)

-10 %

možnosti provedení

- flexibilní rameno B, teleskopické rameno T
- s přístrojovým vozíkem, na stůl, k uchycení na zeď, pojízdné



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- možnost výhodného daňového odpisu
- **kompatibilita se všemi EKG přístroji**

Benefity pro pacienta:

- maximální komfort i kvalita vyšetření
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
772-062	DT80B plus, pojízdný	73 300 Kč	65 970 Kč
772-060	DT80B, stolní	64 700 Kč	58 230 Kč
772-061	DT80B, s uchycením na zeď (772-420)	66 100 Kč	59 490 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

diagnostická stanice

Vlajková loď měření tlaku – SunTech® CT40

Že má Váš AMTK směnu u jiného pacienta? Nevadí, tento pomocník dokáže naměřit hodnoty, které dle studie odpovídají hodnotám z AMTK (v denní fázi).

- **automatický měřič TK s přesností měření BHS A/A**
 - klinické měření TK technologií Clinical-grade Advantage™
 - **vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot** (1-5 měření tlaku)
- v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.)
 - možnost vynechat z výsledku 1. měření (možná nervozita pacienta)
 - automatické oscilometrické měření TK
 - manuální auskultační měření TK technologií Manual SphygMode™
 - 6 velikostí manžet
- možnost rozšíření o **teploměr**
 - kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000
 - bezkontaktní IR teploměr
- možnost rozšíření o měření **SpO₂**
 - saturační čidlo Nellcor®
 - saturační čidlo Masimo SET®
- možnost umístění na pojízdný stojan
- komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, PC DOKTOR a dalšími

-20 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
825-501	měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet	20 500 Kč	16 400 Kč
825-522	Nellcor SpO ₂ , přídavný modul (sleva 10 %)	8 350 Kč	7 515 Kč
825-524	bezkontaktní IR teploměr, přídavný modul (sleva 10 %)	10 800 Kč	9 720 Kč
764-101	pojízdný stojan pro SunTech® CT40™ (sleva 10 %)	11 900 Kč	10 710 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

oxymetry, otoskopy

Malý, ale šikovný pomocník – PC-60F

Necítí se Váš pacient dobře? Obtížně dýchá? Nasadíte mu tohoto malého šikulu a brzy bude jasno.

- vhodný pro domácí použití, pro lékaře i kliniky
- dvoubarevný OLED displej s orientací ve 4 směrech
- zobrazení SpO₂, TF, PI
- s větší odolností proti pádu a vodě
- 2 pracovní režimy: jednorázové a kontinuální měření
- možnost nastavení vlastních mezních hodnot u SpO₂ a tepové frekvence
- rozměry: 56 × 34 × 30 mm
- nízká spotřeba energie – výdrž až 30 hodin měření

• kód výkonu:

09125 Pulzní oxymetrie, **87 bodů**

-20 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
725-320	pulzní oxymetr PC-60F, černo-modrý	2 100 Kč	1 680 Kč

NOVINKA:

Vše, co se týká zvuku, najde **bosolux auris** v uchu

Otoskop bosolux auris si na problémy ucha doslova posvítí. A tím, že do diagnostiky onemocnění či poruch funkce ucha vnese jasné světlo, přispěje k jejich včasnému řešení.

- technologie **LED-Ring** s 6 soustřednými LED diodami, bez omezení zorného pole
- regulace intenzity světla (stmívatelný)
- lupa s 3násobným zvětšením, otočná
- optimalizovaný design hlavy otoskopu
- automatické vypnutí po 3 min.
- životnost LED diod cca 100 000 hod.
- teplota barvy světla cca 4 000 K (denní bílá barva)
- elektronický spínač On/Off
- 20 jednorázových ušních trychtýřků (spekul)

• kód výkonu:

02250 Otoskopie v ordinaci praktického lékaře, **137 bodů**

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
754-201	Otoskop bosolux auris, bílý	2 290 Kč	2 061 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

osobní váhy a výškoměry

Hezky po jednom, na váhu – osobní váhy KERN

Ordinace bez váhy, to je dokonalý příklad oxymóronu. Nepostradatelný přístroj, který s nulovou mírou solidarity ukáže přesnou hmotnost každého pacienta.

- zdravotnické prostředky podle směrnice 93/42/EHS
- možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s „M“)
- **třída přesnosti III**
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem
- síťový adaptér (externí) součástí balení

MPE 250K100HM s výškoměrem

MPE 250K100PM

- oboustranný LCD displej, výška číslice 25 mm
- výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm (váha s výškoměrem)
- 2 kolečka pro snadný transport váhy

MPD 250K100M

- LCD displej, výška číslice 25 mm

výškoměr MSF 200

- pro montáž na vybrané typy vah KERN nebo na stěnu
- odečítání na stupnici s posuvnou skládací záračkou
- pevný hliníkový profil
- rozsah měření: 60–205 cm
- stupnice po 1 mm

-10 %



MPE 250K100HM
s výškoměrem



MPE 250K100PM



MPD 250K100M



výškoměr
MSF 200

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
761-006	osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem	18 200 Kč	16 380 Kč
761-005	osobní váha KERN MPE 250K100PM	16 900 Kč	15 210 Kč
761-004	osobní váha KERN MPD 250K100M	10 900 Kč	9 810 Kč
761-271	výškoměr MSF 200	3 200 Kč	2 880 Kč
761-901	prvotní ověření osobní váhy KERN z výroby	2 300 Kč	2 070 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

osobní váhy a výškoměry

Výška, váha i BMI – osobní váhy SECA mají smysl pro detail

Pro přesnou analýzu hmotnosti, výšky a BMI se stačí svěřit osobní váze SECA. Její digitální výškoměr (stadiometr) a řada senzorů zajistí ty nejpřesnější údaje.

Seca 285 - výška a váha v jediném kroku

- Frankfurt Line pro přesné polohování hlavy
- automatický výpočet BMI
- dva displeje pro zobrazení naměřených hodnot
- váživost do 300 kg
- měření výšky od 30-220 cm

Seca 287 - ultrazvuková měřicí stanice

- plně automatizované měření hmotnosti, výšky a BMI
- tři páry senzorů pro nejpřesnější výsledky
- vyhodnocovací algoritmus s nejvyšší přesností měření výšky
- váživost do 300 kg
- měření výšky od 60-210 cm

-10%



Seca 285



Seca 287



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
760-224	váha SECA 285, s metrem	59 900 Kč	53 910 Kč
760-227	váha SECA 287, s ultrazvukovým měřením výšky	69 900 Kč	62 910 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

BESTSELLER: retro styl v podání **boso Mercurius E**

BOSCH
+SOHN **boso**

Designové retro, měřicí moderna a díky vynechání rtuti šetrnost k naší planetě.
To vše v digitálním, polohovatelném provedení.



-10 %

- auskultační měření krevního tlaku **bez rtuti**
- moderní technologie šetrná k životnímu prostředí
- standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm
- zobrazení tepové frekvence
- široká škála manžet (od dětských po extra velké)

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-301N	tonometr boso Mercurius E	3 990 Kč	3 591 Kč



COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz
blog.compek.cz

 **COMPEK**
MEDICALSERVICES
DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

pobočka Plzeň:
mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:
mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:
mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

www.compek.cz

