

boso TM-2450

ambulantní monitor krevního tlaku



PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ



boso TM-2450

ambulantní monitor krevního tlaku

Pacientský záznamník boso TM-2450 s pouhými 135 g patří mezi nejlehčí 24hodinové monitory krevního tlaku. TM-2450 je malý a plochý, což pacientům nabízí komfort při nošení. Nafukování manžety je velmi tiché. Tlačítko den/noc pacientům umožňuje ruční nastavení režimu spánku. Záznamník umožňuje měření a zobrazení dalších parametrů (tlaková křivka, teplota, pohyb pacienta atd.).



Profitujte z jednoduché obsluhy, přesného měření, rychlého a jasného vyhodnocení naměřených dat. Nasmlouváním sdíleného kódu výkonu **17129 – NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU** zvýšíte prestiž ordinace a současně zajistíte rychlou návratnost investice. Vyžádejte si u nás ekonomickou rozvahu.

24hodinové měření TK s boso TM-2450 zaujme uživatelskou přívětivostí, osvědčenou a známou kvalitou. Propojením s ambulantním programem je ovládání ještě jednodušší a rychlejší. Závěrečnou zprávu lze přenést do ambulantního programu v podobě PDF.



- **Menší, lehčí, tišší.**
- Vyšší kvalita pro lékaře, větší komfort pro pacienta.
- Klinicky **validováno** podle DIN EN ISO 81060-2.
- Velká paměť **až pro 600 měření TK**, vč. zobrazení **tlakové křivky**, data z pohybového a teplotního senzoru.
- **4 velikosti** manžet pro správné měření.
- Manžeta pro **leváky**.
- Vyhodnocovací program ProfilManager XD **s propojením** na ambulantní programy.
- Tisková zpráva vč. statistik a grafů na jednu stranu A4.



příslušenství

4 velikosti manžet



- látková manžeta
- kónický tvar
- vel XL, extra velká, 36-50 cm
- vel. L, velká, 28-38 cm
- vel. M, standard, 20-31 cm
- vel. S, dětská S, 15-22 cm

manžeta pro pravou paži



- látková manžeta
- kónický tvar
- vel. M, standard, 20-31 cm
- pro pravou ruku

náhradní krytka baterií



- náhradní krytka baterií

textilní pouzdro



- látkové pouzdro pro záznamník
- včetně pásku na krk

pásek k pouzdru



- pásek na krk k pouzdru

bederní pásek



- bederní pásek pro lepší uchycení pouzdra se záznamníkem

komunikační USB kabel



- komunikační USB kabel

podkladová punčocha



- šíře 7,6 s 10,1 cm
- vyšší komfort pacienta při nošení manžety
- snížení opotřebení manžety

nabíječka s akumulátory



- rychlá plně automatická nabíječka akumulátorů
- baterie v balení: 4 ks AA 1900mAh
- vhodné pro baterie: AA/AAA

akumulátory eneloop



- nabíjecí tužkové baterie AA
- napětí 1,2 V
- min. kapacita 1900 mAh

Kominukace s ambulantními programy

vyhodnocovací program ProfilManager XD

Obousměrná komunikace mezi Vaším **ambulantním programem** a **přístrojovým programem ProfilManager XD** ušetří minuty drahocenného času denně. Za měsíc jsou to hodiny, za rok dny! Jak to? Sestra nemusí již patientské údaje znovu zadávat do programu. Jsou přeneseny přímo z karty pacienta do přístroje a může být přímo spuštěné i vyšetření.



Tím, že je vyšetření identifikováno patientskými údaji, lze stejným způsobem přenést vyšetření zpět do karty pacienta. Výsledek lze přenést jako volný text, strukturovaná data nebo jako soubor PDF. To již záleží na zpracování propojení v daném ambulantním programu.

Na straně lékaře tudíž již není potřeba spouštět program, ale nahlédnout přímo do dekurzu, vyšetření nebo laboratorních výsledků ambulantního programu. Samozřejmě lze ale otevřít i příslušné vyšetření pacienta.



- Automatický přenos patientských dat mezi programy.
- Zjednodušení, zpřesnění a zrychlení práce sestry.
- Provedené vyšetření je automaticky propisáno do ambulantního programu.
- Textový nebo formalizovaný přenos výsledku vyšetření.
- Možnost přenosu výsledku vyšetření do karty pacienta v souboru PDF.
- Propojeny jsou nejdůležitější ambulantní programy: PC DOKTOR®, AMICUS®, Medicus, SmartMEDIX®, WinMedicalc, AIS a další.

technické parametry

produkt	tonometr pro 24hodinové měření
typové označení	boso TM-2450
jmenovité napětí	2× 1,5 V stejnosměrné resp. 2× 1,2 V stejnosměrné
zdroj napájecího napětí:	2 akumulátory NiMh (Mignon)
rozsah měření	systola: 60–280 mmHg diastola: 30–160 mmHg puls: 30–200 tepů/min
maximální odchylka tlaku manžety	±3 mmHg nebo 2 % odečtené hodnoty (platí větší hodnota)
maximální odchylka zobrazené hodnoty pulsu	±5 %
paměť měřených hodnot	600 měření
provozní podmínky	+10 °C až +40 °C rel. vlhkost vzduchu 30–85 % (bez kondenzace) tlak vzduchu 700–1060 hPa
podmínky skladování	-20 °C až +60 °C 10–95% rel. vlhkost vzduchu tlak vzduchu 700–1060 hPa
hmotnost	135 g bez akumulátorů
rozměry (Š × V × H)	66 mm × 25 mm × 95 mm
očekávaná provozní životnost přístroje	10 let
očekávaná provozní životnost manžety	10 000 cyklů měření
klinický test	přesnost měření odpovídá požadavkům normy ISO 81060-2

manžety

velikost M	CA91	20–31 cm	737-105
velikost M (P)	CA91R	20–31 cm	737-109
velikost L	CA92	28–38 cm	737-106
velikost XL	CA94	36–50 cm	737-108
velikost S	CA93	15–22 cm	737-107

příslušenství

nabíječka eneloop	277-012
akumulátory eneloop (4 ks)	277-064
bederní brašna s přenášecím páskem	737-171
bederní pásek	737-172
komunikační USB kabel	737-172
eneloop aku, 2 ks	277-065
stockinet 7,6 cm	742-011
stockinet 10,1 cm	742-010

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz
blog.compek.cz



pobočka Plzeň:

Masarykova 1132/62, 312 12 Plzeň
mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:

Vážní 899, 500 03 Hradec Králové
mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:

mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Westend Plazza, Lamačská 3B, 841 01 Bratislava
mobil: +421 908 758 793
e-mail: info@compek.sk
web: www.compek.sk



pobočka Žilina:

Bytčická 89, 010 09 Žilina
mobil: +421 905 805 546
e-mail: obchod@compek.sk

pobočka Púchov:

Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov
mobil: +421 949 749 599
e-mail: puchov@compek.sk

www.compek.cz