




CE 0124

- 24 - 48 hodinové monitorování krevního tlaku
- přesnost měření dle standardů BHS A/A, AAMI
- výtisk zprávy na jednu stranu A4
- možnost až 3 velikostí manžet
- komunikace s ambulantními programy



## POPIS PŘÍSTROJE

Ambulantní monitor krevního tlaku boso TM-2430 představuje ve své oblasti špičkovou kvalitu za velmi přijatelnou cenu. Na základě ověření přesnosti měření TK dle standardů British Hypertension Society byl tento přístroj zařazen do nejvyšší třídy A/A.

Software nové generace boso Profil-Manager XD navíc umožňuje shromažďovat výsledky měření krevního tlaku z několika přístrojů (AMTK, ABI/PWV, aut. měřič TK) na jednom místě.



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Klasifikace	zařízení typu BF s defibrilační ochranou
Rozsah měření	40–280 mmHg, 30–200 tepů/min
Přesnost	zobrazení tlaku $\pm 3$ mmHg, zobrazení tepové frekvence $\pm 5\%$
Ukládání výsledků	350 výsledků
Provozní podmínky	+10 až +40 °C, relativní vlhkost < 85 % (bez kondenzace)
Napájení	3 baterie NiMH (AA)
Rozměry (š x v x h)	72 mm x 27 mm x 100 mm
Hmotnost	155 gramů bez baterií

