



DOMÁCÍ TONOMETRY BOSO

ověřená a osvědčená kvalita



boso medicus X

- vítěz testu v kategorii měření TK na paži podle německé nadace Stiftung Warentest (www.test.de, 05/2016)
- automatický elektronický měřič TK na paži - **klinicky ověřen**
- velký displej se zobrazením 3 hodnot
- **paměť pro 30 hodnot** měření pro 14-denní profil
- detekovaná arytmie je zobrazena graficky na displeji
- vyhodnocení krevního tlaku podle stupnice WHO
- inteligentní automatika nafouknutí manžety
- s univerzální manžetou na suchý zip
- možnost dokoupit XL manžetu pro obvod paže 32-48 cm
- možnost dokoupení síťového zdroje

boso medicus system

- **klinicky ověřený** elektronický měřič TK na paži
- detekovaná arytmie je zobrazena graficky na displeji
- vyhodnocení krevního tlaku podle stupnice WHO
- inteligentní automatika nafouknutí manžety
- Bluetooth™ **komunikace** s telefony a tablety
- bezplatná mobilní aplikace boso (Android i Apple)
- automatický přenos naměřených hodnot (TKs, TKd a TF)
- export naměřených hodnot a odeslání emailem ošetřujícímu lékaři
- kompatibilní s aplikací **ČasProZdraví.cz**¹⁾

¹⁾ od 2. čtvrtletí roku 2019



komunikace s aplikací
www.ČasProZdraví.cz



více na e-shopu: www.tonometr.cz



COMPEK
MEDICALSERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE



boso medicus exclusive

- přesný elektronický měřič krevního tlaku s mnoha funkcemi - **klinicky ověřen**
- „Tri-Check“ funkce - automatické provedení 3 měření se zobrazením průměrné hodnoty
- velký kontrastní displej pro zobrazení 3 hodnot
- **paměť na 90 hodnot** (s datumem a časem) - měsíční přehled (pro 3 měření denně)
- **inteligentní** automatika nafouknutí manžety
- detekovaná arytmie je zobrazena graficky na displeji
- zobrazení průměrné hodnoty pro průběžné denní měření (dopoledne/odpoledne)
- vyhodnocení krevního tlaku podle stupnice WHO
- s univerzální manžetou na suchý zip s možností dalších volitelných manžet
- možnost dokoupení síťového zdroje

boso medicus vital

- plně automatický elektronický měřič krevního tlaku na paži - **klinicky ověřen**
- extra velké zobrazení 3 hodnot na displeji
- **paměť až na 60 hodnot** měření
- detekovaná arytmie je zobrazena graficky na displeji
- vyhodnocení krevního tlaku podle stupnice WHO
- senzor upozorňující na pohyb pacienta během měření
- funkce memomatic pro šetrné napumpování manžety
- s univerzální manžetou na suchý zip s možností dalších volitelných manžet
- možnost dokoupení síťového zdroje



boso medicus family 4

- rodinný přístroj s obsáhlými informacemi o krevním tlaku - **klinicky ověřen**
- extra velké zobrazení 3 hodnot na displeji
- **4 paměti na 60 měření** pro dlouhodobý profil
- dodatečný režim hosta
- detekovaná arytmie je zobrazena graficky na displeji
- vyhodnocení krevního tlaku podle stupnice WHO
- senzor upozorňující na pohyb pacienta během měření
- funkce memomatic pro šetrné napumpování manžety
- s univerzální manžetou na suchý zip s možností dalších volitelných manžet
- možnost dokoupení síťového zdroje



více na e-shopu: www.tonometr.cz

