



ERGOMETRIE

ERGOSELECT 200



- zátěž nezávislá na otáčkách
- dvě různé řídící hlavy
- přesnost zátěže dle DIN VDE 0750-238
- elektricky nastavitelná výška sedla, zobrazení výšky sedla
- nastavitelná řídítka (výška i úhel otočení)
- digitální i analogové rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG
- možnosti testů pro sportovce, děti, apod. (volitelné)
- automatické měření tlaku (volitelné)
- měření SpO₂ (volitelné)



COMPEK
MEDICAL SERVICES



ERGOMETRIE

ERGOSELECT 200

Standardní řídící hlava, typ P

ovládání z EKG i z PC-EKG
 záťěžové testy definovatelné uživatelem
 zobrazení všech důležitých údajů
 automatické měření tlaku (volitelné)
 měření SpO₂ (volitelné)
 pulsní oxymetrie (volitelné)

**Rozšířená řídící hlava, typ K**

grafický displej s vysokým rozlišením
 klávesnice krytá fólií
 uživatelsky definovatelné záťěžové a tréninkové programy
 grafické zobrazení průběhu záťěžových a tréninkových programů
 zabudovaný přijímač POLAR® pro program "pulse steady state"
 automatické měření tlaku (volitelné)
 měření SpO₂ (volitelné)
 pulsní oxymetrie (volitelné)

**Technické parametry**

		ERGOSELECT 200 P	ERGOSELECT 200 K
záťěž	brzdící systém záťěž přesnost rozsah otáček výška elektricky nastavitelného sedla nastavení řídítka	mikroprocesorem řízené brzdy na principu viřivých proudů 20-990 W, nezávislá na otáčkách dle DIN VDE 0750-238 30-130 otáček za minutu pro výšku postavy 120-210 cm výška 90-126 cm / úhel otočení řídítka 0-360°	
řídící hlava	displej graf. průběh záťěže a tepové frekvence údaje pro pacienta klávesnice	LCD (128 x 64) -- otáčky za minutu (LED) klávesnice krytá fólií	Grafický LCD (320 x 240) •
záťěžové programy	uživatelsky nastavitelné přednastavené (např. WHO, Hollman, ..) manuální nastavení záťěže	10 5 •	10 5 •
tréninkové programy	pulse steady state (nutný POLAR®) přednastavené fitness testy	-- --	• •
volby	automatické měření tlaku pulsní oxymetrie (SpO ₂)	o o	o o
interface	digitální RS-232 analogové propojení pro záťěž synch. impuls pro EKG	• • •	• • •
různé	rozměry (d x š x v max) hmotnost napájení		90 cm x 40 cm x 133 cm 64 kg 90-230 V (100VA max.)

o - volitelně
 • - standard
 -- - nelze

ergoline

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Jiřín | Dlouhá 615 | 506 01 | mobil: +420 605 281 433 | tel./fax: +420 493 524 534 | e-mail: info@compek.cz | www.compek.cz

Hradec Králové | Vážní 899 | 500 03 | mobil: +420 603 172 425 | e-mail: hradec@compek.cz

Plzeň | Masarykova 1132/62 | 312 12 | mobil: +420 736 773 551 | e-mail: plzen@compek.cz

Slavičín | Komenského 882 | 763 21 | mobil: +420 774 747 599 | e-mail: morava@compek.cz

Bratislava | Strážna 11 | 831 01 | mobil: +421 908 758 793 | tel.: +421 2 4569 2569 | e-mail: info@compek.sk | www.compek.sk