



VÁHY

Kojenecké váhy KERN

Kojenecké váhy s ověřením, schválené pro použití ve zdravotnictví

CE 0297

- ergonomická vázící miska pro bezpečné vážení miminek
- odnímatelná miska pro vážení větších dětí
- robustní plast ABS, snadné hygienické čištění
- schválené pro lékařské účely v souladu s 93 / 42 / EHS
- možnost prvotního ověření **M** - volitelně



MBB 15K2DM



MBC 15K2DM / MBC 20K10M



MBE 20K10



POPIS

- jednoduché a pohodlné ovládání
- díky gumovým nožičkám váha neklouže a stojí bezpečně na místě
- vážení bez otřesů:
pro získávání stabilní hodnoty váha provádí odfiltrování otřesů, ideální pro neklidné kojence
- kontrola váhového přírůstku (funkce kojení):
Váha dítěte před kojením se může uložit. Následně se stisknutím tlačítka zjistí váhový přírůstek.
- funkce podržení údajů:
Když se naměřená hodnota ustálí, hmotnost na displeji automaticky „zamrzne“ až do stisknutí tlačítka HOLD. Zbude tedy dost času věnovat se malému pacientovi a potom lze v klidu přečíst naměřenou hodnotu
- možné síťového nebo bateriové napájení (dobíjecí baterie jsou volitelné)

Specializovaný eshop: www.lekarske-vahy.cz



COMPEK
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

	MBB 15K2DM	MBC 15K2DM	MBC 20K10M	MBE 20K10
váživost	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
citlivost	2 g < 6kg > 5 g	2 g < 6kg > 5 g	10 g	10 g
rozměry vážící misky (š × h)	550 × 240 mm	600 × 280 mm		550 × 240 mm
celkové rozměry (š × h × v)	560 × 288 × 136 mm	890 × 460 × 55 mm		560 × 350 × 88 mm
displej	podsvícený LCD, výška čísla 25 mm			LCD, výška čísla 15 mm
rozměr ovládacího panelu	210 × 110 × 50 mm			-
propojovací kabel displeje	cca 50 cm	-	-	-
hmotnost	cca 4 kg	cca 5,5 kg	cca 5,5 kg	cca 2 kg
prvotní ověření M	○	○	○	-
funkce	hold, tlumení pohybu, váhový přírůstek			hold, tlumení pohybu
zapnutí	spínač On / Off			
napájení ze sítě	AC adaptér, součástí dodávky			-
napájení z baterií	6 x 1,5 V AA, nejsou součástí dodávky			4 x 1,5 V AA
Příslušenství				
přepravní obal pro přenášení	○	○	○	-
stojan ke zvýšení umístění displeje	○	-	-	-
ochranný pracovní kryt na displej	○	-	-	-
interní dobíjecí baterie	○	○	○	-
mechanický metr pro připevnění na váhu - 80 cm	-	○	○	-
opěrka hlavy / nohou	-	○	○	-

○ volitelné příslušenství
- nelze


O výrobci lékařských vah:

Německá společnost KERN & SOHN GmbH je tradiční a inovativní výrobce osobních, laboratorních, ale i průmyslových vah s historií více jak 170 let.

Společnost KERN & Sohn GmbH vždy klade důraz na přesnost a spolehlivost.

Specializovaný eshop: **www.lekarske-vahy.cz**