



OXYMETRY

NONIN 2500 PalmSAT


Je zcela nový ruční pulzní oxymetr spojující nejnovější design s dlouholetou kvalitou, tradicí a přesností přístrojů NONIN. Je vybaven LED displayem, jeho obsluha je velmi jednoduchá. Přístroj měří saturaci krve kyslíkem a srdeční frekvenci.

PalmSat má paměť na záznam informací o pacientovi až 72 hodin. Možnost vyhodnocení a grafického zobrazení uloženého záznamu v programu nVision



Technické parametry

Rozsah měření saturace kyslíkem (SpO₂)	0 - 100% (přesnost: 70 - 100% ± 4 digits u dospělého pomocí klipového ušního snímače) 0 - 100% (přesnost: 70 - 95% ± 3 digits u dětí pomocí neonatálního senzoru)
Rozsah měření tepové frekvence	18 - 300 pulsu / min. (přesnost: ± 3% ± 1 digit)
Display	2x digitální LED display pro zobrazení SpO ₂ a pulsu indikátor kvality signálu (tříbarevná LED) napájení baterií (žlutá LED)
Doba vybití baterií	100 hodin provozu (Alkalické baterie) 45 hodin provozu (NiMH nabíjecí baterie)
Napájení	4 ks AA baterie
Velikost	7,0 x 13,8 x 3,2 cm
Hmotnost	210g s alkalickými bateriemi 230g s NiMH nabíjecími bateriemi



COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Jičín | Dlouhá 615 | 506 01 | mobil: +420 605 281 433 | tel./fax: +420 493 524 534 | e-mail: info@compek.cz | www.compek.cz

Hradec Králové | Vážná 899 | 500 03 | mobil: +420 603 172 425 | e-mail: hradec@compek.cz

Plzeň | Masarykova 1132/62 | 312 12 | mobil: +420 736 773 551 | e-mail: plzen@compek.cz

Slavičín | Komenského 882 | 763 21 | mobil: +420 774 747 599 | e-mail: morava@compek.cz

Bratislava | Westend Plaza | Lamačská 3B | 841 01 | mobil: +421 908 758 793 | tel.: +421 2 4569 2569 | e-mail: info@compek.sk | www.compek.sk



COMPEK
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE