



- moderní systém EKG vakuových elektrod
- velmi jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
- dlouhé rameno horizontálně a vertikálně nastavitelné se 3-mi klouby s aretací
- minimální nároky na údržbu
- lehce odnímatelné EKG-elektrody Ag/AgCl z kvalitní měkké gumy, přehledně označené
- vyjímatelné označení elektrod, umožňuje jednou elektrodou nahradit jakoukoli jinou elektrodu



Technické parametry

Pohonná jednotka	vakuová pumpa s filtrem řízená mikropočítačem
Podtlak	60 - 260 mbar
EKG elektrody	provedení Ag/AgCl délka hrudních elektrod 1m (6x) délka končetinových elektrod 1.3 m (4x)
Funkce dálkového ovládání	zapnutí / vypnutí 4-stupňová regulace sání odsání elektrod (zpětný chod)
Rozměry	330 x 270 x 1730 mm
Hmotnost	30 kg

